

固定角ロータ：アルミニウム製

使用可能遠心機：

Avanti シリーズ (J-HC を除く)

J2 シリーズ

主なアプリケーション：





培養した細胞および細菌のペレットリング、ホモジネートした細胞のデブリス除去、タンパクおよび細胞内画分のペレットリング

最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (g)	k ファクタ	チューブサイズ (mm)	公称容量 本数×(mL)
10,000	17,700	3610	69×160	6×500

### 369687 固定角ロータ JA-10

#### チューブ・ボトル

製品	製品番号	製品名	サイズ mm 実容量 mL	必要なアダプタ アダプタあたりの本数	k ファクタ	最大※ (rpm) / (g)
	361690	PC ボトルキャップアセンブリ 6 本入、500mL	69×160 465	---	3,610	10,000 / 17,700
	361691	PP ボトルキャップアセンブリ 6 本入、500mL	69×160 445	---	5,640	8,000 / 11,300
	355605	PC ボトルキャップアセンブリ 6 本入、500mL	69×160 465	---	3,610	10,000 / 17,700
	355607	PP ボトルキャップアセンブリ 6 本入、500mL	69×160 445	---	5,640	8,000 / 11,300
	356011	PP ボトルキャップアセンブリ 6 本入、250mL	62×120 250		362750* 1	10,000 / 17,700
	356013	PC ボトルキャップアセンブリ 6 本入、250mL	62×120 250		362750* 1	10,000 / 17,700
	357000	PC ボトルキャップアセンブリ 24 本入、50mL	29×104 45		356996 1	10,000 / 12,000
	357001	PA ボトルキャップアセンブリ 24 本入、50mL	29×104 45		356996 1	10,000 / 12,000
	357002	PC ボトルスクリューキャップ付 24 本入、50mL	29×104 40		356996 1	10,000 / 12,000
	357003	PA ボトルスクリューキャップ付 24 本入、50mL	29×104 40		356996 1	10,000 / 12,000
	363664	PC ボトルスナップオンキャップ付 25 本入、50mL	29×104 40		356996 1	10,000 / 12,000
	357005	PP ボトルスナップオンキャップ付 25 本入、50mL	29×104 36.5		356996 1	10,000 / 12,000
	363647	肉厚 PC チューブ 25 本入、50mL	29×104 40		356996 1	10,000 / 12,000
	357007	肉厚 PP チューブ 25 本入、50mL	29×104 40		356996 1	10,000 / 12,000
	566353	バイオバイアル (PP 製) 1,000 本入り、4mL	14×55 4		362750 / 342098 <sup>a</sup> 9	10,000 / -----

製品	製品番号	製品名	サイズ mm 実容量 mL	必要なアダプタ アダプタあたりの本数	k ファクタ	最大※ (rpm) / (g)
	---	市販 50mL コニカルチューブ <b>b</b>	29×115	 356965 1	---	<b>b</b>
	---	市販 15ml コニカルチューブ <b>b</b>	17×120	 356960 5	---	<b>b</b>

※ 各チューブの最高回転数に関してベックマン・コールターでテストを行っていますが、ユーザー毎にメソッドが異なるため、その数値はガイドラインであり保証するものではありません。

\* 2 個入

a : 2 段重ねで使用可能

b : 最大 (g) は、チューブメーカーが発表しているものに従ってください。

#### ロータアクセサリ

製品番号	製品名
306812	スピンコート
335148	バキュームグリース
339558	ロータクリーニングキット
339380	ロータクリーニングブラシ大
339555	ソリューション 555 ロータ洗浄液
334827	ロータリムーバルツール
359398	30mL ガラスチューブ用アダプタ
356994	15mL ガラスチューブ用アダプタ
356973	7mL 丸底チューブ用アダプタ
356967	4mL 丸底チューブ用アダプタ

#### ロータ交換部品

製品番号	製品名
870139	O-リング (ロータリッド用)
811656	O-リング (ロータハブ用)
392122	リッドアセンブリ
364911	タイダウンアセンブリ