

## 固定角ロータ：アルミニウム製

## 使用可能遠心機：

Avanti シリーズ (J-HC を除く)

J2 シリーズ

## 主なアプリケーション：

細胞、バクテリア、細胞内画分のペレツティング




一般的なペレツティング

最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (g)	kファクタ	チューブサイズ (mm)	公称容量 本数×(mL)
12,000	23,200	1244	30×103	12×50

360992 固定角ロータ JA-12 バイオセーフティ仕様

360993 固定角ロータ JA-12 シングルロック仕様

## チューブ・ボトル

製品	製品番号	製品名	サイズ mm 実容量 mL	必要なアダプタ アダプタあたりの本数	k ファクタ	最大※ (rpm) / (g)
	---	市販 50mL コニカルチューブ	30×103 50	---	---	--- / ---
	---	市販 15ml コニカルチューブ	17×120 15	 393088 1	---	--- / ---

※ 最大 (g) は、チューブメーカーが公表しているものに従ってください。

## ロータアクセサリ

製品番号 製品名

306812 スピンコート  
 335148 バキュームグリース  
 339558 ロータクリーニングキット  
 339380 ロータクリーニングブラシ大  
 339555 ソリューション 555 ロータ洗浄液  
 360998 ロータリムーバルツール

## ロータ交換部品

製品番号 製品名

961697 O-リング (ロータリッド用大)  
 961696 O-リング (ロータボディ用小)  
 364846 リッドアセンブリ (バイオセーフティ仕様)  
 360991 リッドアセンブリ (シングルロック仕様)  
 360982 リッド  
 364922 タイダウンアセンブリ (バイオセーフティ仕様)  
 364919 タイダウンアセンブリ (シングルロック仕様)