



固定角ロータ：アルミニウム製

使用可能遠心機：

Avanti シリーズ (J-HC は除く)

J2 シリーズ

主なアプリケーション：

培養した細胞およびバクテリアのペレティング、ホモジネートした細胞のデブリス除去。細胞内画分のペレティング

最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (g)	kファクタ	チューブサイズ (mm)	公称容量 本数×(mL)
14,000	30,100	1660	62×120	6×250

339247 固定角ロータ JA-14

チューブ・ボトル

製品	製品番号	製品名	サイズ mm 実容量 mL	必要なアダプタ アダプタあたりの本数	k ファクタ	最大※ (rpm) / (g)
	356013	PC ボトルキャップアセンブリ 6 本入、250mL	62×120 250	---	1,764	14,000 / 30,100
	356011	PP ボトルキャップアセンブリ 6 本入、250mL	62×120 250	---	1,764	14,000 / 30,100
	356987	コニカル PC ボトル 6 本入、230mL	62×141 230		356983	6,158 / 7,500 / 8,600
	356989	コニカル PP ボトル 6 本入、230mL	62×141 230		356983	6,158 / 7,500 / 8,600
	357000	PC ボトルキャップアセンブリ 24 本入、50mL	29×104 40		356997 1	14000 / 30,100
	357001	PA ボトルキャップアセンブリ 24 本入、50mL	29×104 40		356997 1	14000 / 30,100
	357002	PC ボトルスクリューキャップ付 24 本入、50mL	29×104 38.5		356997 1	14000 / 30,100
	357003	PA ボトルスクリューキャップ付 24 本入、50mL	29×104 38.5		356997 1	14000 / 30,100
	363664	PC チューブスナップオンキャップ 付 25 本入、50mL	29×104 36		356997 1	14000 / 30,100
	357005	PP チューブスナップオンキャップ 付 25 本入、50mL	29×104 36		356997 1	14000 / 30,100
	363647	肉厚 PC チューブ 25 本入、50mL	29×104 31		356997 1	14000 / 30,100
	357007	肉厚 PP チューブ 25 本入、50mL	29×104 31		356997 1	14000 / 30,100
	566353	バイオバイアル (PP 製) 1000 本入り、4ml	14×55 4		342098 ^a 9	4,000 / 10,700
		市販 50mL コニカルチューブ ^b			356966 1	^b
	---	市販 15mL コニカルチューブ ^b	---		356964 4	^b

※ 各チューブの最高回転数に関してベックマン・コールターでテストを行っていますが、ユーザー毎にメソッドが異なるため、その数値はガイドラインであり保証するものではありません。

a : 2 段重ねでも使用可能

b : 最大 (g) は、チューブメーカーが発表しているものに従ってください。

ロータアクセサリ

製品番号	製品名
306812	スピンコート
335148	バキュームグリース
339558	ロータクリーニングキット
339380	ロータクリーニングブラシ大
339555	ソリューション 555 ロータ洗浄液
360998	ロータリムーバルツール
339362	150mL ガラスチューブ用アダプタ
870331	30ml ガラスチューブ用アダプタ (別途 356997 が必要)
356995	15mL ガラスチューブ用アダプタ
356974	7mL 丸底チューブ用アダプタ
356968	5mL 丸底チューブ用アダプタ

ロータ交換部品

製品番号	製品名
870138	O-リング (ロータリッド用大)
811656	O-リング (ロータハブ用小)
360473	リッドアセンブリ
338609	リッド
364912	タイダウンアセンブリ