

JA-14.50

16×50 mL

JA-14.50



固定角ロータ：アルミニウム製

使用可能遠心機：

Avanti シリーズ (J-HC を除く)

主なアプリケーション：

細胞、バクテリア、細胞内画分のペレットイング
一般的なペレットイング

最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (g)	kファクタ	チューブサイズ (mm)	公称容量 本数×(mL)
14,000	35,000	787	30×115	16×50

B19955 固定角ロータ JA-14.50 パイオセーフティ仕様

B19956 固定角ロータ JA-14.50 シングルロック仕様

チューブ・ボトル

製品	製品番号	製品名	サイズ mm 実容量 mL	必要なアダプタ	本数 / アダプタ	最大※ (rpm) / (g)
	---	市販 50mL コニカルチューブ	30×103 50	---	1	--- / ---
	---	市販 15ml コニカルチューブ	17×120 15		B30033 1	--- / ---
		1.5mL 微量遠心チューブ	11×43 1.5		B30032& 361705 3	--- / ---
		5mL エッペンチューブ	17×60 5		B40158 1	--- / ---
	355672	PC ボトルスクリューキャップ付	16×80 10mL		B30032& 361703 1	--- / ---
	357001	PA ボトルキャップアセンブリ	29×104 40		B30032 1	--- / ---
	361693	PC ボトルキャップアセンブリ	29×104 40		B30032 1	

※ 最大 (g) は、チューブメーカーが公表しているものに従ってください

ロータアクセサリ

製品番号	製品名
306812	スピンコート
335148	バキュームグリース
339558	ロータクリーニングキット
339380	ロータクリーニングブラシ大
339555	ソリューション 555 ロータ洗浄液
360998	ロータリムーバルツール
338765	丸底アダプタ (B30032) 引抜工具

ロータ交換部品

製品番号	製品名
885501	O-リング (ロータリッド用大)
961696	O-リング (ロータボディ用小)
B19955	リッドアセンブリ (パイオセーフティ仕様)
B19956	リッドアセンブリ (シングルロック仕様)
B19947	リッド (パイオセーフティ仕様)
B19952	リッド (シングルロック仕様)



アダプタ B40158 と 5mL エッペンチューブ

アダプタ B361705 と 1.5mL 微量遠心チューブ
アダプタあたり 3 本かけることができます。
(B30032 丸底チューブ用アダプタが必要)