



固定角ロータ：アルミニウム製

使用可能遠心機：

Avanti シリーズ (J-HC は除く)

J2 シリーズ

主なアプリケーション：

高い遠心力によるバクテリア、細胞膜、細胞内小器官のペレットニング

最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (g)	kファクタ	チューブサイズ (mm)	公称容量 本数×(mL)
17,000	39,800	690	29×104	14×50

369691 固定角ロータ JA-17

チューブ・ボトル

製品	製品番号	製品名	サイズ mm 実容量 mL	必要なアダプタ アダプタあたりの本数	k ファクタ	最大※ (rpm) / (g)
	357001 ^a	PA ボトルキャップアセンブリ 6 本入、50mL	29×104 40	---	690	17,000 / 39,800
	357000 ^b	PC ボトルキャップアセンブリ 6 本入、50mL	29×104 40	---	690	17,000 / 39,800
	357003	PA ボトルスクリューキャップ付 25 本入、50mL	29×104 40	---	690	17,000 / 39,800
	357002	PC ボトルスクリューキャップ付 25 本入、50mL	29×104 40	---	690	17,000 / 39,800
	355672	PC ボトルスクリューキャップ付 25 本入、10.0mL	16×80 10	 342327,870329 1	500	17,000 / 32,000
	363664 ^c	PC チューブスナップオンキャップ 付 25 本入、50mL	29×104 36.5	---	690	17,000 / 39,800
	357005 ^c	PP チューブスナップオンキャップ 付 25 本入、50mL	29×104 36.5	---	690	17,000 / 39,800
	340196	PE 微量遠心チューブ 500 本入り、1.8mL	11×38 1.8	 344497* 6	---	17,000 / 31,600
	357448	PA 微量遠心チューブ 500 本入、1.5mL	11×38 1.3	 34449*7 6	---	17,000 / 31,600
	356090	PP 微量遠心チューブ 500 本入、1.5mL	11×38 1.3	 344497* 6	---	17,000 / 31,600
	356091	PP 微量遠心チューブ (青) 500 本入、1.5mL	11×38 1.3	 344497* 6	---	17,000 / 31,600
	356092	PP 微量遠心チューブ (緑) 500 本入、1.5mL	11×38 1.3	 344497* 6	---	17,000 / 31,600
	356093	PP 微量遠心チューブ (黄) 500 本入、1.5mL	11×38 1.3	 344497* 6	---	17,000 / 31,600
	356094	PP 微量遠心チューブ (橙) 500 本入、1.5mL	11×38 1.3	 344497* 6	---	17,000 / 31,600
	363647	肉厚 PC チューブ 25 本入、50mL	29×104 35	---	690	17,000 / 39,800
	357007	肉厚 PP チューブ 25 本入、50mL	29×104 35	---	690	17,000 / 39,800

※ 各チューブの最高回転数に関してバックマン・コルターでテストを行っていますが、ユーザー毎にメソッドが異なるため、その数値はガイドラインであり保証するものではありません。

* 2段1組、6本/1組

a: 24 本入の製品番号は 361694 b: 24 本入の製品番号は 361693

a, b: キャップのみは 356284、インサート (中ふた) のみは 358627、O-リングのみは 961582

c: オプションのカラー付チューブキャップは次とおり

356264 ナチュラル 25 個入、357359 赤 25 個入、357360 緑 25 個入、357361 黄 25 個入、357362 青 25 個入

ロータアクセサリ

製品番号	製品名
306812	スピンコート
335148	バキュームグリース
339558	ロータクリーニングキット
339380	ロータクリーニングブラシ大
339555	ソリューション 555 ロータ洗浄液
870331	30mL ガラスチューブ用ゴム製アダプタ
870329	15mL ガラスチューブ用ゴム製アダプタ
356976	7mL 丸底チューブアダプタ
356970	5mL 丸底チューブアダプタ

ロータ交換部品

製品番号	製品名
878951	O-リング (ロータリッド用大)
811656	O-リング (ロータハブ用小)
364913	タイダウンアセンブリ
369760	リッドアセンブリ
341926	リッド