



固定角ロータ：アルミニウム製

使用可能遠心機：

Avanti シリーズ (J-E/J-HC は除く)

J2 シリーズ

主なアプリケーション：

高い遠心力による微量遠心

最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (g)	k ファクタ	チューブサイズ (mm)	公称容量 本数×(mL)
18,000	42,100 (45°)	156	11×38	24×1.5
17,000	36,300 (25°)	91		

347824 固定角ロータ JA-18.1 (34756 リバーシブルアダプタ 24 個含む)

J2-HC においては角度 45° のときは 15,000rpm、角度 25° のときは 16,000rpm が最高回転数。

チューブ・ボトル

製品	製品番号	製品名	サイズ mm 実容量 mL 45° / 25°	必要なアダプタ アダプタあたりの本数		k ^a ファクタ	最大※ rpm ^b / g
				アダプタ	本数		
	340196	PE 微量遠心チューブ 500 本入、1.8mL	11×38 1.5 / 1.4		347562 1	156	18,000 / 42,100
	357448	PA 微量遠心チューブ 500 本入、1.5mL	11×38 1.4 / 1.2		347562 1	156	18,000 / 42,100
	356090	PP 微量遠心チューブ (ナチュラル) 500 本入、1.5mL	11×38 1.4 / 1.2		347562 1	156	18,000 / 42,100
	356091	PP 微量遠心チューブ (青) 500 本入、1.5mL	11×38 1.4 / 1.2		347562 1	156	18,000 / 42,100
	356092	PP 微量遠心チューブ (緑) 500 本入、1.5mL	11×38 1.4 / 1.2		347562 1	156	18,000 / 42,100
	356093	PP 微量遠心チューブ (黄) 500 本入、1.5mL	11×38 1.4 / 1.2		347562 1	156	18,000 / 42,100
	356094	PP 微量遠心チューブ (橙) 500 本入、1.5mL	11×38 1.4 / 1.2		347562 1	156	18,000 / 42,100

※ 各チューブの最高回転数に関してバックマン・コールターでテストを行っていますが、ユーザー毎にメソッドが異なるため、その数値はガイドラインであり保証するものではありません。

a : 角度 45° の時の k ファクタ値、角度 25° のときは 91

b : 角度 45° の時の最大 rpm / g、角度 25° のときは 17,000 / 36,300

ロータアクセサリ

製品番号	製品名
306812	スピンコート
335148	バキュームグリース
339558	ロータクリーニングキット
339379	ロータクリーニングブラシ小
339555	ソリューション 555 ロータ洗

ロータ交換部品

製品番号	製品名
011921	O-リング
335112	ワッシャ
364918	タイダウンキット
347821	ロータノブアセンブリ
347562	リバーシブルアダプタ