



固定角ロータ：アルミニウム製

使用可能遠心機：

Avanti シリーズ (J-HC を除く)

J2 シリーズ

主なアプリケーション：

高い遠心力によるバクテリア、細胞膜、細胞内小器官のペレットニング

最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (g)	kファクタ	チューブサイズ (mm)	公称容量 本数×(mL)
20,000	48,400	769	29×104	8×50

334831 固定角ロータ JA-20

チューブ・ボトル

製品	製品番号	製品名	サイズ mm 実容量 mL	必要なアダプタ アダプタあたりの本数	k ファクタ	最大※ (rpm) / (g)
	357001 ^a	PA ボトルキャップアセンブリ 6 本入、50mL	29×104 40	---	769	20,000 / 48,400
	357000 ^b	PC ボトルキャップアセンブリ 6 本入、50mL	29×104 40	---	769	20,000 / 48,400
	357003	PA ボトルスクリューキャップ付 25 本入、50mL	29×104 40	---	769	20,000 / 48,400
	357002	PC ボトルスクリューキャップ付 25 本入、50mL	29×104 40	---	769	20,000 / 48,400
	355672	PC ボトルスクリューキャップ付 25 本入、10.0mL	16×80 10	342327,870329 1	650	20,000 / 43,500
	363664 ^c	PC チューブスナップオンキャップ 付 25 本入、50mL	29×104 36.5	---	769	20,000 / 48,400
	357005 ^c	PP チューブスナップオンキャップ 付 25 本入、50mL	29×104 36.5	---	769	20,000 / 48,400
	340196	PE 微量遠心チューブ 500 本入り、1.8mL	11×38 1.8		344497* 6	20,000 / ---
	357448	PA 微量遠心チューブ 500 本入、1.5mL	11×38 1.3		344497* 6	20,000 / ---
	356090	PP 微量遠心チューブ 500 本入、1.5mL	11×38 1.3		344497* 6	20,000 / ---
	356091	PP 微量遠心チューブ (青) 500 本入、1.5mL	11×38 1.3		344497* 6	20,000 / ---
	356092	PP 微量遠心チューブ (緑) 500 本入、1.5mL	11×38 1.3		344497* 6	20,000 / ---
	356093	PP 微量遠心チューブ (黄) 500 本入、1.5mL	11×38 1.3		344497* 6	20,000 / ---
	356094	PP 微量遠心チューブ (橙) 500 本入、1.5mL	11×38 1.3		344497* 6	20,000 / ---
	363647	肉厚 PC チューブ 25 本入、50mL	29×104 35	---	769	20,000 / 48,400
	357007	肉厚 PP チューブ 25 本入、50mL	29×104 35	---	769	20,000 / 48,400

※ 各チューブの最高回転数に関してバックマン・コールターでテストを行っていますが、ユーザー毎にメソッドが異なるため、その数値はガイドラインであり保証するものではありません。

* 2 段 1 組、6 本 / 1 組

a : 24 本入の製品番号は 361694 b : 24 本入の製品番号は 361693

a, b : キャップのみは 356284、インサート (中ふた) のみは 358627、O-リングのみは 961582

c : オプションのカラー付チューブキャップは次とおり

356264 ナチュラル 25 個入、357359 赤 25 個入、357360 緑 25 個入、357361 黄 25 個入、357362 青 25 個入

ロータアクセサリ

製品番号	製品名
------	-----

306812	スピンコート
335148	バキュームグリース
339558	ロータクリーニングキット
339380	ロータクリーニングブラシ大
339555	ソリューション 555 ロータ洗淨液
870331	30mL ガラスチューブ用ゴム製アダプタ
870329	15mL ガラスチューブ用ゴム製アダプタ
356976	7mL 丸底チューブアダプタ
356970	5mL 丸底チューブアダプタ

ロータ交換部品

製品番号	製品名
------	-----

870612	O-リング (ロータリッド用大)
811656	O-リング (ロータハブ用小)
368998	リッドアセンブリ
335107	リッド
364914	タイダウンキット