



固定角ロータ：アルミニウム製

使用可能遠心機：

Avanti シリーズ (J-HC を除く)

J2 シリーズ

主なアプリケーション：

バクテリア、培養組織の抽出、細胞内小器官の分画
一般的なペレットティング

最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (g)	k ファクタ	チューブサイズ (mm)	公称容量 本数×(mL)
20,000	51,500 (外) 43,900 (内)	371 465	18×99	32×15

342095 固定角ロータ JA-20.1

チューブ・ボトル

製品	製品番号	製品名	サイズ mm 実容量 mL	必要なアダプタ アダプタあたりの本数	k ファクタ	最大※ rpm / g
	342080 ^a	肉厚 PC チューブ 100 本入、15mL	18×99 12.5	---	371	20,000 / 51,500
	342082 ^a	肉厚 PP チューブ 100 本入、15ml	18×98 12.5	---	371	20,000 / 51,500
	342081 ^a	肉厚 PE チューブ 100 本入、15mL	18×97 12.5	---	371	20,000 / 51,500
	355672	PC ボトルスクリューキャップ付 25 本入、10mL	16×80 8	 342327 1	325	20,000 / 47,900
	355630	肉厚 PC チューブ 25 本入、10mL	16×76 8	 342327 1	325	20,000 / 47,900
	355640	肉厚 PA チューブ 25 本入、10mL	16×76 8	 342327 1	325	20,000 / 47,900

※ 各チューブの最高回転数に関してベックマン・コールターでテストを行っていますが、ユーザー毎にメソッドが異なるため、その数値はガイドラインであり保証するものではありません。

最大 rpm と最大 g は、外側の列のものです。

^a : オプションのキャップは 343656 (50 個入、Hytrell 製)

ロータアクセサリ

製品番号	製品名
306812	スピンコート
335148	バキュームグリース
339558	ロータクリーニングキット
339380	ロータクリーニングブラシ大
339555	ソリューション 555 ロータ洗浄液
356977	7mL (13×99mm) ガラスチューブ用アダプタ デルリン製
356971	5mL (12×75mm) ガラスチューブ用アダプタ デルリン製
342329	3mL (10 または 12×75mm) ガラスチューブ用アダプタ PP 製

ロータ交換部品

製品番号	製品名
834301	O-リング (ロータリッド用大)
811656	O-リング (ロータハブ用小)
364915	タイダウンキット
341976	リッド