



固定角ロータ：アルミニウム製

使用可能遠心機：

Avanti シリーズ (J-HC を除く)
J2 シリーズ

主なアプリケーション：

ウィルス、バクテリオファージ、ミトコンドリア、細胞核などの
少量多数サンプル分離

最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (g)	kファクタ	チューブサイズ (mm)	公称容量 本数×(mL)
21,000	50,400	470	16×80	18×10

334845 固定角ロータ JA-21

チューブ・ボトル

製品	製品番号	製品名	サイズ mm 実容量 mL	必要なアダプタ アダプタあたりの本数	k ファクタ	最大※ (rpm) / (g)
	355672	PC ボトルスクリューキャップ付 25 本入、10.0mL	16×80 10	---	470	21,000 / 50,400
	355630	肉厚 PC チューブ 25 本入、10mL	16×76 9	---	470	21,000 / 50,400
	355640	肉厚 PA チューブ 25 本入、10mL	16×76 9	---	470	21,000 / 50,400

※ 各チューブの最高回転数に関してベックマン・コールターでテストを行っていますが、ユーザー毎にメソッドが異なるため、その数値はガイドラインであり保証するものではありません。

ロータアクセサリ

製品番号	製品名
306812	スピンコート
335148	バキュームグリース
339558	ロータクリーニングキット
339380	ロータクリーニングブラシ大
339555	ソリューション 555 ロータ洗浄液
338896	ロータリムーバールツール
338689	アダプタカラー (338896 用)

ロータ交換部品

製品番号	製品名
870612	O-リング (ロータリッド用大)
811656	O-リング (ロータハブ用小)
335107	リッド
364916	タイダウンキット