



### 固定角ロータ：アルミニウム製

#### 使用可能遠心機：

Avanti シリーズ (J-E / J-HC は除く)

J2 シリーズ

#### 主なアプリケーション：

バクテリア、培養組織の抽出、細胞内小器官の分画  
一般的なペレットティング

最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (g)	k ファクタ	チューブサイズ (mm)	公称容量 本数×(mL)
25,000	74,200 (外) 60,200 (内)	265 380	18×98	24×15

363050 固定角ロータ JA-25.15 バイオセーフティ仕様

363054 固定角ロータ JA-25.15 シングルロック仕様

### チューブ・ボトル

製品	製品番号	製品名	サイズ mm 実容量 mL	必要なアダプタ アダプタあたりの本数	k ファクタ	最大※ rpm / g
	342080 <sup>a</sup>	PC チューブ 100 本入、15mL	18×98 12.5	---	265	25,000 / 74,200
	342082 <sup>a</sup>	PP チューブ 100 本入、15ml	18×98 12.5	---	265	25,000 / 74,200
	342081 <sup>a</sup>	PE チューブ 100 本入、15mL	18×98 12.5	---	265	25,000 / 74,200
	355672	PC ボトルスクリューキャップ付 25 本入、10mL	16×80 10	 342327 1	204	25,000 / 60,200
	355630	肉厚 PC チューブ 25 本入、10mL	16×75 8	 342327 1	180	25,000 / 74,200
	355645	肉厚 PC チューブ 25 本入、4.0mL	13×64 4	 303313 1	120	25,000 / 49,000
	355640	肉厚 PA チューブ 25 本入、10mL	16×75 8	 342327 1	180	25,000 / 56,700
	355644	肉厚 PA チューブ 25 本入、4mL	13×64 4	 303313 1	120	25,000 / 49,000

※1 各チューブの最高回転数に関してベックマン・コールターでテストを行っていますが、ユーザー毎にメソッドが異なるため、この数値はガイドラインであり保証するものではありません。

※2 最大 rpm と最大 g は、外側の列のものです

a：オプションのキャップは 343656 (50 個入)

### ロータアクセサリ

製品番号	製品名
306812	スピンコート
335148	バキュームグリース
339558	ロータクリーニングキット
339380	ロータクリーニングブラシ大
339555	ソリューション 555 ロータ洗浄液
342329	3mL (10 または 12×75mm) ガラスチューブ用アダプタ PP 製

### ロータ交換部品

製品番号	製品名
964911	O-リング (ロータリッド用大)
011757	O-リング (ロータリッド用小)
363024	リッドアセンブリ (バイオセーフティ仕様)
363052	リッドアセンブリ (シングルロック仕様)
363047	リッド
363033	タイダウンアセンブリ (バイオセーフティ仕様)
363048	タイダウンアセンブリ (シングルロック仕様)