



固定角ロータ：アルミニウム製

使用可能遠心機：

Avanti シリーズ (J-HC を除く)

J2 シリーズ

主なアプリケーション：

バクテリア、培養組織の抽出、細胞内小器官の分画

一般的なペレットリング

最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (g)	kファクタ	チューブサイズ (mm)	公称容量 本数×(mL)
25,000	75,600	418	29×104	8×50

363058 固定角ロータ JA-25.50 バイオセーフティ仕様

363055 固定角ロータ JA-25.50 シングルロック仕様

チューブ・ボトル

製品	製品番号	製品名	サイズ mm 実容量 mL	必要なアダプタ アダプタあたりの本数	k ファクタ	最大※ (rpm) / (g)
	357001 ^a	PA ボトルキャップアセンブリ 6 本入、50mL	29×104 40	---	418	25,000 / 75,600
	357000 ^b	PC ボトルキャップアセンブリ 6 本入、50mL	29×104 40	---	418	25,000 / 75,600
	357003	PA ボトルスクリューキャップ付 25 本入、50mL	29×104 40	---	418	25,000 / 75,600
	357002	PC ボトルスクリューキャップ付 25 本入、50mL	29×104 40	---	418	25,000 / 75,600
	355672	PC ボトルスクリューキャップ付 25 本入、10.0mL	16×80 10	361703* 1	350	25,000 / 63,240
	363664 ^c	PC チューブスナップオンキャップ付 25 本入、50mL	29×104 36.5	---	418	25,000 / 75,600
	357005 ^c	PP チューブスナップオンキャップ付 25 本入、50mL	29×104 36.5	---	418	25,000 / 75,600
	357448	PA 微量遠心チューブ 500 本入、1.5mL	11×38 1.3	361705* 3	182	25,000 / 50,960
	356090	PP 微量遠心チューブ 500 本入、1.5mL	11×38 1.3	361705* 3	182	25,000 / 50,960
	363647	肉厚 PC チューブ 25 本入、50mL	29×104 35	---	418	25,000 / 75,600
	357007	肉厚 PP チューブ 25 本入、50mL	29×104 35	---	418	25,000 / 75,600
---	---	市販ガラスチューブ 30mL	25×104 ---	870331 1 (ゴム製)	---	--- / ---
---	---	市販ガラスチューブ 15m	17×100	870329 1 (ゴム製)	---	--- / ---

※ 各チューブの最高回転数に関してバックマン・コールターでテストを行っていますが、ユーザーごとにメソッドが異なるため、この数値は、ガイドラインであり保証するものではありません。

* 2 個組

a : 24 本入の製品番号は 361694

b : 24 本入の製品番号は 361693

a, b : キャップのみは 356284、インサート (中ふた) のみは 358627、O-リングのみは 961582

c : オプションのカラーチューブキャップは次とおり

356264 ナチュラル 25 個入、357359 赤 25 個入、357360 緑 25 個入、357361 黄 25 個入、357362 青 25 個入

ロータアクセサリ

製品番号	製品名
306812	スピコート
335148	バキュームグリース
339558	ロータクリーニングキット
339380	ロータクリーニングブラシ大
339555	ソリューション 555 ロータ洗浄液
356976	7mL 丸底チューブアダプタ
356970	5mL 丸底チューブアダプタ

ロータ交換部品

製品番号	製品名
870612	O-リング (ロータリッド用大)
011757	O-リング (ロータリッド用小)
363023	リッドアセンブリ (バイオセーフティ仕様)
363053	リッドアセンブリ (シングルロック仕様)
363041	リッド
363036	タイダウンアセンブリ (バイオセーフティ仕様)
363049	タイダウンアセンブリ (シングルロック仕様)