

固定角ロータ：アルミニウム / カーボンファイバー製

使用可能遠心機：


Avanti シリーズ (J-HC を除く)

J2 シリーズ

主なアプリケーション：

培養した細胞およびバクテリアのペレティング、ホモジネートした細胞のデブリス除去、タンパクおよび細胞内画分のペレティング





最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (g)	kファクタ	チューブサイズ (mm)	公称容量 本数×(mL)
10,000	18,600	2840	69×160	6×500



369681 固定角ロータ JLA-10.500

チューブ・ボトル

製品	製品番号	製品名	サイズ mm 実容量 mL	必要なアダプタ アダプタあたりの本数	k ファクタ	最大※ (rpm) / (g)
	361690	PC ボトルキャップアセンブリ 6 本入、500mL	69×160 465	---	2,840	10,000 / 18,600
	361691	PP ボトルキャップアセンブリ 6 本入、500mL	69×160 445	---	4,440	8,000 / 11,900
	355605	PC ボトルキャップアセンブリ 6 本入、500mL	69×160 465	---	2,840	10,000 / 18,600
	355607	PP ボトルキャップアセンブリ 6 本入、500mL	69×160 445	---	4,440	8,000 / 11,900
	356011	PP ボトルキャップアセンブリ 6 本入、250mL	62×120 250		2,840	10,000 / 17,700
	356013	PC ボトルキャップアセンブリ 6 本入、250mL	62×120 250		2,840	10,000 / 17,700
	357000	PC ボトルキャップアセンブリ 24 本入、50mL	29×104 42		2,840	10,000 / 12,000
	357001	PA ボトルキャップアセンブリ 24 本入、50mL	29×104 42		2,840	10,000 / 12,000
	357002	PC ボトルスクリューキャップ付 24 本入、50mL	29×104 34		2,840	10,000 / 12,000
	357003	PA ボトルスクリューキャップ付 24 本入、50mL	29×104 34		2,840	10,000 / 12,000
	363664	PC ボトルスナップオンキャップ 付 25 本入、50mL	29×104 40		2,840	10,000 / 12,000
	357005	PP ボトルスナップオンキャップ 付 25 本入、50mL	29×104 36.5		2,840	10,000 / 12,000
	363647	肉厚 PC チューブ 25 本入、50mL	29×104 31		2,840	10,000 / 12,000
	357007	肉厚 PP チューブ 25 本入、50mL	29×104 31		2,840	10,000 / 12,000
	566353	バイオバイアル (PP 製) 1000 本入り、4ml	14×55 4		---	10,000 / -----

製品	製品番号	製品名	サイズ mm 実容量 mL	必要なアダプタ アダプタあたりの本数	k ファクタ	最大※ (rpm) / (g)
	---	市販 50mL コニカルチューブ b	29×115 50	 356965 1	---	b
	---	市販 15ml コニカルチューブ b	17×120 15	 356960 5	---	b

※ 各チューブの最高回転数に関してベックマン・コールターでテストを行っていますが、ユーザー毎にメソッドが異なるため、その数値はガイドラインであり保証するものではありません。

* 2 個入

a : 2 段重ねで使用可能

b : 最大 (g) は、チューブメーカーが発表しているものに従ってください。

ロータアクセサリ

製品番号	製品名
306812	スピコート
335148	バキュームグリース
339558	ロータクリーニングキット
339380	ロータクリーニングブラシ大
339555	ソリューション 555 ロータ洗浄液
363335	キャニスターラック
359398	30mL ガラスチューブ用アダプタ
356994	15mL ガラスチューブ用アダプタ
356973	7mL 丸底チューブ用アダプタ
356967	4mL 丸底チューブ用アダプタ
883371	Tri-flow Luricant

ロータ交換部品

製品番号	製品名
360828	キャニスター (クロージャー付)、2 個入
360842	クロージャー、1 個入
360848	O-リング (クロージャー用) 12 個入
363334	リッドアセンブリ
360834	キャニスタースリーブワッシャー