



## 固定角ロータ：アルミニウム製

## 使用可能遠心機：

Avanti シリーズ (J-HC は除く)

J2 シリーズ

## 主なアプリケーション：

大容量のペレットイング

6×250mL の汎用性と軽量の操作性を兼ね備えたロータ

最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (g)	kファクタ	チューブサイズ (mm)	公称容量 本数×(mL)
16,000	38,420	1060	62×120	6×250

363930 固定角ロータ JLA-16.250 バイオセーフティ仕様

363934 固定角ロータ JLA-16.250 シングルロック仕様

## チューブ・ボトル

製品	製品番号	製品名	サイズ mm 実容量 mL	必要なアダプタ アダプタあたりの本数	k ファクタ	最大※ (rpm) / (g)
	356013	PC ボトルキャップアセンブリ 6 本入、250mL	62×120 250	---	1060	16,000 / 38,420
	356011	PP ボトルキャップアセンブリ 6 本入、250mL	62×120 250	---	1060	16,000 / 38,420
	357000	PC ボトルキャップアセンブリ 24 本入、50mL	29×104 40	356997 1	660	16,000 / 32,200
	357001	PA ボトルキャップアセンブリ 24 本入、50mL	29×104 40	356997 1	650	16,000 / 32,200
	357002	PC ボトルスクリューキャップ付 24 本入、50mL	29×104 38.5	356997 1	660	16,000 / 32,200
	357003	PA ボトルスクリューキャップ付 24 本入、50mL	29×104 38.5	356997 1	650	16,000 / 32,200
	363664	PC チューブスナップオンキャップ 付 25 本入、50mL	29×104 36	356997 1	400	16,000 / 32,100
	357005	PP チューブスナップオンキャップ 付 25 本入、50mL	29×104 36	356997 1	400	16,000 / 32,100
	566353	バイオバイアル (PP 製) 1000 本入り、4ml	14×55 4	342098 9	10700	4,000 / 10,700
		市販 50mL コニカルチューブ <sup>a</sup>		356966 1		<sup>a</sup>
	---	市販 15mL コニカルチューブ <sup>a</sup>	---	356964 4	---	<sup>a</sup>

※ 各チューブの最高回転数に関してベックマン・コールターでテストを行っていますが、ユーザー毎にメソッドが異なるため、その数値はガイドラインであり保証するものではありません。

<sup>a</sup>：最大 (g) は、チューブメーカーが発表しているものに従ってください。

## ロータアクセサリ

製品番号	製品名
306812	スピコート
335148	バキュームグリース
339558	ロータクリーニングキット
339380	ロータクリーニングブラシ大
339555	ソリューション 555 ロータ洗浄液
360998	ロータリムーバルツール
339362	150mL ガラスチューブ用アダプタ
870331	30mL ガラスチューブ用アダプタ (別途 356997 が必要)

356995 15mL 丸底チューブアダプタ  
356974 7mL 丸底チューブ用アダプタ  
356968 5mL 丸底チューブ用アダプタ

## ロータ交換部品

製品番号	製品名
893502	O-リング (ロータリッド用大)
893503	O-リング (ロータリッド用小)
363931	リッドアセンブリ (バイオセーフティ仕様)
363935	リッドアセンブリ (シングルロック仕様)
363932	リッド