

固定角ロータ：アルミニウム/カーボンファイバー製

使用可能遠心機：

Avanti J-26S シリーズ / JXN-26 / HP-20 シリーズ  
/ HP-26 シリーズ

主なアプリケーション：

バクテリア、細胞画分、ウィルスなどの大容量ペレットリング

| 最高回転数<br>(rpm) | 最大遠心力<br>(g) | kファクタ | チューブサイズ<br>(mm) | 公称容量<br>本数×(mL) |
|----------------|--------------|-------|-----------------|-----------------|
| 8,000          | 15,970       | 2482  | 95×191          | 6×1000          |

363688 固定角ロータ JLA-8.1000 (392574 ラブウェアキット含む)

チューブ・ボトル

| 製品 | 製品番号   | 製品名                             | サイズ mm<br>実容量 mL            | 必要なアダプタ |                   | k<br>ファクタ | 最大※<br>(rpm) / (g) |
|----|--------|---------------------------------|-----------------------------|---------|-------------------|-----------|--------------------|
|    | A98812 | 新 PC ボトルアセンブリ<br>2 本入、1000mL    | 95×191<br>1000 <sup>a</sup> | ---     | ---               | 2482      | 8,000 / 15,970     |
|    | A98813 | 新 PP ボトルアセンブリ<br>2 本入、1000mL    | 95×191<br>1000 <sup>b</sup> | ---     | ---               | 2482      | 8,000 / 15,970     |
|    | 361690 | PC ボトルキャップアセンブリ<br>6 本入、500mL   | 69×160<br>465               |         | 363683            | ---       | 8,000 / ----       |
|    | 361691 | PP ボトルキャップアセンブリ<br>6 本入、500mL   | 69×160<br>445               |         | 363683            | ---       | 8,000 / ----       |
|    | 355605 | PC ボトルキャップアセンブリ<br>6 本入、500mL   | 69×160<br>465               |         | 363683            | ---       | 8,000 / ----       |
|    | 355607 | PP ボトルキャップアセンブリ<br>6 本入、500mL   | 69×160<br>445               |         | 363683            | ---       | 8,000 / ----       |
|    | 356011 | PP ボトルキャップアセンブリ<br>6 本入、250mL   | 62×120<br>250               |         | 363683<br>362750* | ---       | 8,000 / ----       |
|    | 356013 | PC ボトルキャップアセンブリ<br>6 本入、250mL   | 62×120<br>250               |         | 363683<br>362750* | ---       | 8,000 / ----       |
|    | 357000 | PC ボトルキャップアセンブリ<br>6 本入、50mL    | 29×104<br>45                |         | 363683<br>356996  | ---       | 8,000 / ----       |
|    | 357001 | PA ボトルキャップアセンブリ<br>6 本入、50mL    | 29×104<br>45                |         | 363683<br>356996  | ---       | 8,000 / ----       |
|    | 357002 | PC ボトルスクリュウキャップ付<br>25 本入、50mL  | 29×104<br>40                |         | 363683<br>356996  | ---       | 8,000 / ----       |
|    | 357003 | PA ボトルスクリュウキャップ付<br>25 本入、50mL  | 29×104<br>40                |         | 363683<br>356996  | ---       | 8,000 / ----       |
|    | 363664 | PC ボトルスナップオンキャップ付<br>25 本入、50mL | 29×104<br>36.5              |         | 363683<br>356996  | ---       | 8,000 / ----       |

| 製品 | 製品番号   | 製品名                              | サイズ mm<br>実容量 mL | 必要なアダプタ | k<br>ファクタ | 最大※<br>(rpm) / (g) |
|----|--------|----------------------------------|------------------|---------|-----------|--------------------|
|    | 357005 | PP ボトルスナップオンキャップ 付<br>25 本入、50mL | 29×104<br>36.5   |         | ---       | 8,000 / -----      |
|    | 363647 | 肉厚 PC チューブ<br>25 本入、50mL         | 29×104<br>40     |         | ---       | 8,000 / -----      |
|    | 357007 | 肉厚 PP チューブ<br>25 本入、50mL         | 29×104<br>50     |         | ---       | 8,000 / -----      |
|    | 566353 | バイオバイアル (PP 製)<br>1000 本入り、4mL   | 14×55<br>4       |         | ---       | 8,000 / -----      |
|    |        | 市販 50mL コニカルチューブ                 | 29×115           |         | ---       | c                  |
|    |        | 市販 15ml コニカルチューブ                 | 17×120           |         | ---       | c                  |

※ 各チューブの最高回転数に関してベックマン・コールターでテストを行っていますが、ユーザー毎にメソッドが異なるため、その数値はガイドラインであり保証するものではありません。

\* 2 個入

a : 最小容量は 500mL


b : 最少容量も 1,000mL

c : 最大 (g) は、チューブメーカーが発表しているものに従ってください

ロータアクセサリ

| 製品番号 | 製品名 |
|------|-----|
|------|-----|

- 366751 PC 1L ボトルのみ、2 本入
- A98814 新 PP 1L ボトルのみ、2 本入
- A99028 新キャップクローージャ&プラグアセンブリ、2 個入  
O-リング大小、各 2 個入
- 393898 新 PP 製プラグアセンブリ、2 個入、O-リング、大小、  
各 2 個入
- B10317 新キャップクローージャ、6 個入
- B10320 新プラグ O-リング、大小各 6 個入
- 970883 O-リング、500mL アダプタ用、褐色、1 個入
- 392574 ラブウェアキット (6 本用ボトルラック×1、  
(スパチュラ×1、ツールキット×1)
- 366770 ツールキット (ボトルグリッパ、レンチ)
- 363646 スパチュラ
- 974627 ボトルラック、1L ボトル 6 本用
- 369264 ハーベストラインシステムライナーキット  
(ライナー120 枚、ラック、ファネル)
- 369256 ライナー120 枚
- 368740 ライナー用ラック
- 977472 ファネル
- 306812 スピンコート
- 335148 バキュームグリース
- 339558 ロータクリーニングキット
- 339380 ロータクリーニングブラシ大
- 339555 ソリューション 555 ロータ洗浄液
- 883371 Tri-flow Lubricant



- ・新 PP ボトル、キャップクローージャ(Radel 製)、プラグ (ポリプロピレン製)、プラグ O-リングはオートクレーブ可能です。
- ・PC ボトルはオートクレーブ不可です。

ロータ交換部品

| 製品番号 | 製品名 |
|------|-----|
|------|-----|

- 363563 リッドアセンブリ JLA-8.1000 用
- 363686 キャニスタ、2 個入
- 363601 キャニスタースリーブワッシャキット、6 個入