

固定角ロータ：アルミニウム/カーボンファイバー製

使用可能遠心機：

Avanti シリーズ (J-HC を除く)

主なアプリケーション：

バクテリア、細胞画分、ウィルスなどの大容量ペレットリング

最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (g)	kファクタ	チューブサイズ (mm)	公称容量 本数×(mL)
9,000	16,800	2540	96×191	4×1000

366754 固定角ロータ JLA-9.1000

チューブ・ボトル

製品	製品番号	製品名	サイズ mm 実容量 mL	必要なアダプタ		k ファクタ	最大※ (rpm) / (g)
	A98812	新 PC ボトルアセンブリ 2 本入、1000mL	95×191 1000 ^a	---	---	2540	9,000 / 16,800
	A98813	新 PP ボトルアセンブリ 2 本入、1000mL	95×191 1000 ^b			2540	9,000 / 16,800
	361690	PC ボトルキャップアセンブリ 6 本入、500mL	69×160 465		363683	---	9,000 / ----
	361691	PP ボトルキャップアセンブリ 6 本入、500mL	69×160 445		363683	---	8,000 / ----
	355605	PC ボトルキャップアセンブリ 6 本入、500mL	69×160 465		363683	---	9,000 / ----
	355607	PP ボトルキャップアセンブリ 6 本入、500mL	69×160 445		363683	---	8,000 / ----
	356011	PP ボトルキャップアセンブリ 6 本入、250mL	62×120 250		363683 362750*	---	9,000 / ----
	356013	PC ボトルキャップアセンブリ 6 本入、250mL	62×120 250		363683 362750*	---	9,000 / ----
	357000	PC ボトルキャップアセンブリ 6 本入、50mL	29×104 45		363683 356996	---	9,000 / ----
	357001	PA ボトルキャップアセンブリ 6 本入、50mL	29×104 45		363683 356996	---	9,000 / ----
	357002	PC ボトルスクリュウキャップ付 25 本入、50mL	29×104 40		363683 356996	---	9,000 / ----
	357003	PA ボトルスクリュウキャップ付 25 本入、50mL	29×104 40		363683 356996	---	9,000 / ----
	363664	PC ボトルスナップオンキャップ付 25 本入、50mL	29×104 36.5		363683 356996	---	9,000 / ----

製品	製品番号	製品名	サイズ mm 実容量 mL	必要なアダプタ	k ファクタ	最大※ (rpm) / (g)
	357005	PP ボトルスナップオンキャップ 付 25 本入、50mL	29×104 36.5		363683 356996	--- 9,000 / ----
	363647	肉厚 PC チューブ 25 本入、50mL	29×104 40		363683 356996	--- 9,000 / ----
	357007	肉厚 PP チューブ 25 本入、50mL	29×104 50		363683 356996	--- 9,000 / ----
	566353	バイオバイアル (PP 製) 1000 本入り、4mL	14×55 4		363683 362750* 342098	--- 9,000 / ----
		市販 50mL コニカルチューブ	29×115		363683 356965	--- c
		市販 15ml コニカルチューブ	17×120		363683 356960	--- c

※ 各チューブの最高回転数に関してベックマン・コールターでテストを行っていますが、ユーザー毎にメソッドが異なるため、その数値はガイドラインであり保証するものではありません。

* 2 個入

a : 最小容量は 500mL


b : 最少液量も 1,000mL

b : 最大 (g) は、チューブメーカーが発表しているものに従ってください

ロータアクセサリ

製品番号	製品名
------	-----

- 366751 PC 1L ボトルのみ、2 本入
- A98814 新 PP 1L ボトルのみ、2 本入
- A99028 新キャップクロージャ&プラグアセンブリ、2 個入
O-リング大小、各 2 個入
- 393898 新 PP 製プラグアセンブリ、2 個入、O-リング、大小、
各 2 個入
- B10317 新キャップクロージャ、6 個入
- B10320 新プラグ O-リング、大小各 6 個入
- 970883 O-リング、500mL アダプタ用、褐色、1 個入
- 392574 ラブウェアキット (6 本用ボトルラック×1、
(スパチュラ×1、ツールキット×1)
- 366770 ツールキット (ボトルグリップ、レンチ)
- 363646 スパチュラ
- 367891 スパチュラ、2 個入
- 974627 ボトルラック、1L ボトル 6 本用
- 369264 ハーベストラインシステムライナーキット
(ライナー120 枚、ラック、ファネル)
- 369256 ライナー120 枚
- 368740 ライナー用ラック
- 977472 ファネル
- 306812 スピンコート
- 335148 バキュームグリース
- 339558 ロータクリーニングキット
- 339380 ロータクリーニングブラシ大
- 339555 ソリューション 555 ロータ洗浄液



- PP ボトル、キャップクロージャ(Radel 製)、プラグ (ポリプロピレン製)、
プラグ O-リングはオートクレーブ可能です。
- PC ボトルはオートクレーブ不可です。

ロータ交換部品

製品番号	製品名
------	-----

- 363583 リッドアセンブリ JLA-9.1000 用
- 363686 キャニスタ、2 個入
- 363601 キャニスタスリーブワッシャキット、6 個入