



水平ロータ：アルミニウム製

使用可能遠心機：

Avanti シリーズ (J-HC を除く)
J2 シリーズ

主なアプリケーション：

バクテリア、培養組織の抽出、細胞内小器官の分画
密度勾配遠心による細胞膜分離

最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (g)	kファクタ	チューブサイズ (mm)	公称容量 本数×(mL)
13,000	26,500	1841	29×105	6×50

346963 水平ロータ JS-13.1

チューブ・ボトル

製品	製品番号	製品名	サイズ mm 実容量 mL	必要なアダプタ アダプタあたりの本数	k ファクタ	最大※ (rpm) / (g)
	357003	PA ボトルスクリューキャップ付 25 本入、50mL	29×104 45	---	1840	13,000 / 26,500
	357002	PC ボトルスクリューキャップ付 25 本入、50mL	29×104 45	---	1840	13,000 / 26,500
	357001	PA ボトルキャップアセンブリ 6 本入、50mL	29×104 45	---	1840	13,000 / 26,500
	357000	PC ボトルキャップアセンブリ 6 本入、50mL	29×104 45	---	1840	13,000 / 26,500
	355672	PC ボトルスクリューキャップ付 25 本入、10.0mL	16×80 10	342327,870329 1	---	13,000 / ---
	340196	PE 微量遠心チューブ 500 本入り、1.8mL	11×39 1.8	344497* 6	---	13,000 / ---
	357448	PA 微量遠心チューブ 500 本入、1.5mL	11×39 1.5	344497* 6	---	13,000 / ---
	356090	PP 微量遠心チューブ (ナチュラル) 500 本入、1.5mL	11×39 1.5	344497* 6	---	13,000 / ---
	356091	PP 微量遠心チューブ (青) 500 本入、1.5mL	11×39 1.5	344497* 6	---	13,000 / ---
	356092	PP 微量遠心チューブ (緑) 500 本入、1.5mL	11×39 1.5	344497* 6	---	13,000 / ---
	356093	PP 微量遠心チューブ (黄) 500 本入、1.5mL	11×39 1.5	344497* 6	---	13,000 / ---
	356094	PP 微量遠心チューブ (橙) 500 本入、1.5mL	11×39 1.5	344497* 6	---	13,000 / ---0

※ 各チューブの最高回転数に関してベックマン・コールターでテストを行っていますが、ユーザー毎にメソッドが異なるため、その数値はガイドラインであり保証するものではありません。

* 2段1組、6本 / 1組

ロータアクセサリ

製品番号	製品名
306812	スピコート
335148	バキュームグリース
339558	ロータクリーニングキット
339380	ロータクリーニングブラシ大
339555	ソリューション 555 ロータ洗浄液
870331	30mL ガラスチューブ用ゴム製アダプタ
870329	15mL ガラスチューブ用ゴム製アダプタ

ロータ交換部品

製品番号	製品名
346965	リフティングハンドル
346976	バケットセット 6 本組 (JS-13.1 用)
346979	ウィンシールドボウルトリム
346964	リッドアセンブリ