



水平ロータ：チタニウム製バケット
：アルミニウム製ヘッド

使用可能遠心機：

Avanti シリーズ (J-E / J-HC は除く) ※1

主なアプリケーション：

ウイルス、細胞内小器官の分離

最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (g)	kファクタ	チューブサイズ (mm)	公称容量 本数×(mL)
24,000※1	110,500	376	16×96	6×15

362396 水平ロータ JS-24.15

チューブ・ボトル

製品	製品番号	製品名	サイズ (mm)	必要なスペーサ 必要なアダプタ	kファクタ	最大※2 rpm / g
	361707	PA チューブ 50 本入、15.0mL	16×96	---	376	24,000 / 110,500
	361708	コニカル PA チューブ 50 本入、12.5mL	16×93	358155*	368	24,000 / 108,500
	361706	UC チューブ 50 本入、15.0mL	16×96	---	376	24,000 / 110,500
	344622	Quick-Seal PA チューブ 50 本入、10.0mL	16×67	355579 ---	293	24,000 / 110,500
	344621	Quick-Seal PA チューブ 25 本入、8.0mL	16×57	355579 ---	261	24,000 / 110,500
	345830	Quick-Seal PA チューブ 56 本入、6.3mL	16×45	355579 ---	215	24,000 / 110,500
	356562	Quick-Seal PA チューブ 50 本入、4.2mL	16×38	355579	193	24,000 / 110,500

※1 Avanti HP-30I または J-30I で使用時の最高回転数は、24,000rpm。Avanti J-25,HP-25,HP-20,HP-26 シリーズ,J-26S シリーズ JXN シリーズで使用時の最高回転数は、10,000rpm になります。

※2 各チューブの最高回転数に関してベックマン・コールターでテストを行っていますが、ユーザー毎にメソッドが異なるため、その数はガイドラインであり保証するものではありません。

* 6 個組

ロータアクセサリ

製品番号	製品名
306812	スピンコート
335148	バキュームグリース
339558	ロータクリーニングキット
339379	ロータクリーニングブラシ小
339555	ソリューション 555 ロータ洗浄液
358312	コードレス・チューブトッパシーラキット
348123	QS チューブラック φ16 mm

ロータ交換部品

製品番号	製品名
362398	O-リング (バケット用)
362397	バケットセット-38mL (キャップ、O-リング各 6 個付)
362398	バケットセット-15mL (キャップ、O-リング各 6 個付)
362785	ロータスタンド