



水平ロータ：チタニウム製バケット
：アルミニウム製ヘッド

使用可能遠心機：

Avanti シリーズ (J-E/J-HC は除く)

主なアプリケーション：

ウィルス、細胞内小器官の分離

最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (g)	kファクタ	チューブサイズ (mm)	公称容量 本数×(mL)
24,000※1	103,900	334	25×89	6×38.5

360743 水平ロータ JS-24.38

チューブ・ボトル

製品	製品番号	製品名	サイズ (mm)	必要なスペーサ 必要なアダプタ	kファクタ	最大※2 rpm / g	
	326823	PA チューブ 50 本入、38.5mL	25×89	---	334	24,000 / 103,900	
	358126	コニカル PA チューブ 50 本入、30.0mL	25×89		358156*	246	24,000 / 103,900
	358125	コニカル PA チューブ 50 本入、25.0mL	25×76		358156*	297	24,000 / 95,500
	344058	UC チューブ 50 本入、38.5mL	25×89	---	334	24,000 / 103,900	
	355642	肉厚 PA チューブ 25 本入、32.0mL	25×89	---	334	24,000 / 103,900	
	355631	肉厚 PC チューブ 25 本入、32.0mL	25×89	---	334	24,000 / 103,900	
	344623	Quick-Seal PA チューブ 50 本入、33.0mL	25×83		355536	317	24,000 / 103,900
	343665	Quick-Seal PA チューブ 50 本入、27.0mL	25×64		355536 ---	260	24,000 / 103,900
	343664	Quick-Seal PA チューブ 50 本入、15.0mL	25×38		355536 ---	167	24,000 / 103,900
	358654	Quick-Seal コニカル PA チューブ 50 本入、23.0mL	25×76		355536 358156*	297	24,000 / 103,900
	358652	Quick-Seal コニカル PA チューブ 50 本入、8.5mL	25×38		355536 358156*	167	24,000 / 103,900

※1 Avanti HP-30I または J-30I で使用時の最高回転数は、24,000rpm。Avanti J-25,HP-25,HP-20,HP-26 シリーズで使用時の最高回転数は、10,000rpm になります。

※2 各チューブの最高回転数に関してベックマン・コールターでテストを行っていますが、ユーザー毎にメソッドが異なるため、その数はガイドラインであり保証するものではありません。

* 6 個組

ロータアクセサリ

製品番号	製品名
306812	スピンコート
335148	バキュームグリース
339558	ロータクリーニングキット
339380	ロータクリーニングブラシ大
339555	ソリューション 555 ロータ洗浄液
358312	コードレス・チューブトッパシーラキット
348124	QS チューブラック φ25 mm

ロータ交換部品

製品番号	製品名
812715	O-リング (バケット用)
362397	バケットセット-38mL (キャップ、O-リング各 6 個付)
362398	バケットセット-15mL (キャップ、O-リング各 6 個付)
362785	ロータスタンド