



水平ロータ：アルミニウム製

使用可能遠心機：

Avanti HP-26 シリーズ / J-26S シリーズ / JXN シリーズ  
J6-MI

主なアプリケーション：

大粒子、バクテリア、細胞、細胞デブリスの迅速沈降、  
全血からの血清分離。

最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (g)	k ファクタ	チューブサイズ (mm)	公称容量 本数×(mL)
4,000	4,050	15300	96×130	4×1,000

### 339086 水平ロータ JS-4.0

#### マルチディスクアダプタ

製品名	製品番号 (4 個組 / 2 個組)	本数 (ロータあたり)	最大 rpm / g
 3 / 5mL モジュラーディスクアダプタ Φ12mm、青、37 本 / アダプタ	339100	148 本	4,000 / 4,050
 10mL モジュラーディスクアダプタ Φ14mm、橙、24 本 / アダプタ	339101	96 本	4,000 / 4,050
 12mL モジュラーディスクアダプタ Φ16mm、紫、19 本 / アダプタ	341977	76 本	4,000 / 4,050
 15mL コニカル / 20mL モジュラーディスク アダプタ、φ18mm、緑、14 本 / アダプタ	339102	56 本	4,000 / 4,050
 50mL 丸底モジュラーディスクアダプタ Φ29mm、黄、7 本 / アダプタ	339103	28 本	4,000 / 4,050
 50mL コニカル・モジュラーディスク アダプタ、φ30mm、淡緑、4 本 / アダプタ	345386	16 本	4,000 / 4,050
 50mL モジュラーディスクアダプタ Φ35mm、暗青、4 本 / アダプタ	3341794	16 本	4,000 / 4,050
 100mL モジュラーディスクアダプタ Φ44mm、茶、2 本 / アダプタ	339104	8 本	4,000 / 4,050
 250mL マルチディスクアダプタ Φ62mm	339108	4 本	4,000 / 4,050
 500mL マルチディスクアダプタ Φ70mm、	339109	4 本	4,000 / 4,050
 750mL ボトルスリーブ Φ97mm	356096	4 本	4,000 / 4,050
 1000mL ボトルスリーブ Φ97mm	356096	4 本	4,000 / 4,050

\* 359469 または 359148 が必要

## ボトルスリーブ

製品	製品番号	製品名	サイズ mm 実容量 mL	必要なアダプタ	最大※ (rpm) / (g)
	355675	PC ボトル (スクリューキャップ付) 6 本入、1000mL	97×167 1000	 356096	4,000 / 4,050
	355676	PP ボトル(スクリューキャップ付) 6 本入、1000mL	97×167 1000	 356096	4,000 / 4,050
	358299	PC ボトル(スクリューキャップ付) 6 本入、750mL	96×130 750	 356096	4,000 / 4,050
	356855	PP ボトル (スクリューキャップ付) 6 本入、750mL	96×130 750	 356096	4,000 / 4,050
	355664	PC ボトルキャップアセンブリ 6 本入、500mL	69×160 500	 339109	4,000 / 4,050
	355665	PP ボトルキャップアセンブリ 6 本入、500mL	69×160 500	 339109	4,000 / 4,050
	356013	PC ボトルキャップアセンブリ 6 本入、250mL	62×122 250	 339108	4,000 / 4,050
	356011	PP ボトルキャップアセンブリ 6 本入、250mL	62×122 250	 339108	4,000 / 4,050
	356987	コニカル PC ボトル 6 本入、230mL	62×141 230	 339108  356983	4,000 / 4,050
	356989	コニカル PA ボトル 6 本入、230mL	62×141 230	 339108  356983	4,000 / 4,050

※ 各チューブの最高回転数に関してベックマン・コールターでテストを行っていますが、ユーザー毎にメソッドが異なるため、その数値はガイドラインであり保証するものではありません。

## マイクロプラスプレートキャリア他

製品名	製品番号	枚数 / 個数 (ロータあたり)	最大 rpm / g
 マイクロプラス・プレートキャリアアセンブリ 2 個入	358682	12 枚	2,600 / 1,450
 血液バッグカップ、Φ88mm、2 個組 シングルバッグ / ダブルパック用	339127	8 個	4,000 / 4,050
 血液バッグカップ、Φ98mm、1 個 トリプルパック / クオードパック用	339129	4 個	4,000 / 4,050
 Aeroseal バケットカバー、1 個	343686	-----	-----

## ロータアクセサリ

製品番号 製品名

339558 ロータクリーニングキット  
339380 ロータクリーニングブラシ大  
339555 ソリューション 555 ロータ洗浄液

## ロータ交換部品

製品番号 製品名

368575 バケット 6 個組  
339031 ロータタイダウンスクリュー  
878439 タイダウンスクリュー用トルクバー  
367045 ロータタイダウンキット