


水平ロータ：アルミニウム製

使用可能遠心機：

Avanti HP-26 シリーズ / J-26S シリーズ / JXN シリーズ
Avanti J-HC

主なアプリケーション：

大きな粒子、細胞、細胞デブリスの迅速沈降、
全血からの血清分離



最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (g)	k ファクタ	チューブサイズ (mm)	公称容量 本数×(mL)
4,300	4,220	11800	96×130	4×750










362734 水平ロータ JS-4.3

モジュラーディスクアダプタ

製品名	製品番号 (4個組 / 2個組)	本数 (ロータあたり)	最大 rpm / g
 3 / 5mL モジュラーディスクアダプタ Φ12mm、青、37本 / アダプタ	359148 / 359469	148本	4,300 / 3,830
 7mL モジュラーディスクアダプタ Φ13mm、黄褐色、30本 / アダプタ	359157 / 359478	120本	4,300 / 3,830
 10mL モジュラーディスクアダプタ Φ14mm、橙、24本 / アダプタ	359149 / 359470	96本	4,300 / 3,830
 12mL モジュラーディスクアダプタ Φ16mm、紫、19本 / アダプタ	359150 / 359471	76本	4,300 / 3,830
 15mL コニカル・モジュラーディスク アダプタ、φ18mm、緑、14本 / アダプタ	359151 / 359472	56本	4,300 / 4,030
 15 / 20mL モジュラーディスクアダプタ Φ18mm、緑、14本 / アダプタ	359152 / 359473	56本	4,300 / 3,830
 50mL 丸底モジュラーディスクアダプタ Φ29mm、黄、7本 / アダプタ	359153 / 359474	28本	4,300 / 3,830
 50mL コニカル・モジュラーディスク アダプタ、φ30mm、淡緑、4本 / アダプタ	359154 / 359475	16本	4,300 / 3,960
 50mL モジュラーディスクアダプタ Φ35mm、暗青、4本 / アダプタ	359155 / 359476	16本	4,300 / 3,830
 100mL モジュラーディスクアダプタ Φ44mm、茶、2本 / アダプタ	359156 / 359477	8本	4,300 / 3,830
 50mL コニカル・ソリッドアダプタ φ30mm、灰、7本 / アダプタ	----- / 393266	28本	4,300 / 3,960
 1.5mL Microfuge チューブアダプタ Φ11mm、26本 / アダプタ	----- / 354511*	104本	4,300 / -----

* 359469 または 359148 が必要

Aerosolve キャニスタ & Aerosolve チューブラック一覧

	製品名	製品番号 (4個組 / 2個組)	本数 (ロータあたり)	最大 rpm / g
	Aerosolve キャニスタ 500mL	359232 / 359481	4個	4,300 / 3,790
	Aerosolve チューブラック 3&5mL Φ12mm、青、24本 / アダプタ	359160 / 359482	96本	4,300 / 3,600
---	Aerosolve チューブラック 5mL Φ12mm、黄褐色、24本 / アダプタ	358993 / 359489	96本	4,300 / 3,730
	Aerosolve チューブラック 10mL Φ14mm、橙、18本 / アダプタ	359161 / 359483	72本	4,300 / 3,620
	Aerosolve チューブラック 12/3&5mL Φ16/12mm、紫、12・6本 / アダプタ	359162 / 359484	48 / 24本	4,300 / 3,670 4,300 / 3,690
	Aerosolve チューブラック 15&20/3&5mL Φ18/12mm、緑、12・6本 / アダプタ	359163 / 359485	48 / 24本	4,300 / 3,600 4,300 / 3,640
	Aerosolve チューブラック 15mL コカル Φ17/12mm、淡緑、6・6本 / アダプタ	358991 / 359487	24 / 24本	4,300 / 3,750 4,300 / 3,730
	Aerosolve チューブラック 50mL コカル Φ30/12mm ライムグリーン、4・4本 / アダプタ	358992 / 359488	16 / 16本	4,300 / 3,750 4,300 / 3,730
	Aerosolve チューブラック 50mL 丸底 Φ29/5mm、黄、4本 / アダプタ	359164 / 359486	16 / 16本	4,300 / 3,670 4,300 / 3,690
	Aerosolve チューブラック 230mL コカル Φ62mm、橙、1本 / アダプタ	356985 / ----	4本	4,300 / 2,840
	Aerosolve チューブラック 1.5mL Φ11mm、白、24本 / アダプタ	354495 (1個)	96本	4,300 / 3,600


血液バッグカップ

	製品名	製品番号	バッグ数 (ロータあたり)	最大 rpm / g
	血液バッグカップ シングルバッグ / ダブルパック用	356856	8	4,300 / 4,060
	血液バッグカップ トリプルパック / クオードパック用	356857	4	4,300 / 4,070

マイクロプラスプレートキャリア

	製品名	製品番号	プレート枚数 (ロータあたり)	最大 rpm / g
	マイクロプラス・プレートキャリアアセンブリ 2個入	362394	12	3,250 / 1,924

ボトル&ボトルスリーブ

ボトルの写真	製品番号	製品名	サイズ (mm)	必要なアダプタ		最大※ rpm / g
	356855	PP ボトル(スクリューキャップ付) 750mL、6 本入	96×130		349846	4,300 / 4,040
	358299	PC ボトル(スクリューキャップ付) 750mL、6 本入	96×130		349846	4,300 / 4,040
	355665	PP ボトル(スクリューキャップ付) 500mL、6 本入	69×160		349945	4,300 / 4,150
	355664	PC ボトル(スクリューキャップ付) 500mL、6 本入	69×160		349945	4,300 / 4,150
	356011	PP ボトルキャップアセンブリ 250ml、6 本入	62×120		349946	4,300 / 4,040
	356013	PC ボトルキャップアセンブリ 250ml、6 本入	62×120		349946	4,300 / 4,040
	356989	コニカル PP ボトル 230mL、6 本入	62×141	 	349946 / 356983*	4,300 / 4,040
	356013	コニカル PC ボトル 230mL、6 本入	62×141	 	349946 / 356983*	4,300 / 4,040
	---	コーニング社コニカル PP ボトル 250mL			349849	4,300 / 4,210

※ 各チューブの最高回転数に関してベックマン・コールターでテストを行っていますが、ユーザー毎にメソッドが異なるため、その数値はガイドラインであり保証するものではありません。

* Aerosolve キャニスター内で使用するときには、356985 キャニスターラックが必要です。

ロータアクセサリ

製品番号 製品名

- 361264 バケットカバーキット 2 個組
(下記のパーツを含む)
361262 カバーアセンブリ
343685 ベントプラグ
961648 O-リング、バケットカバー用
335148 バキュームグリース
362394 マイクロプラスプレートキャリア
(ベース、パッド含む)、2 個入
361302 ベースおよびパッド、2 個組、
マイクロプラスプレートキャリア用
362390 パッド、4 個入、マイクロプラスプレートキャリア用
359232 Aerosolve キャニスタ、4 個組
345366 O-リング、Aerosolve キャニスタ用
361269 パッド、Aerosolve キャニスタ用
343108 チューブデカンタ、359148 / 359469 用
(下記のパーツを含む)
343106 ガスケット、Φ10mm チューブ用
343107 ガスケット、Φ12mm チューブ用
339558 ロータクリーニングキット
339380 ロータクリーニングブラシ大
339555 ソリューション 555 ロータ洗浄液

ロータ交換部品

製品番号 製品名

- 361261 バケット 4 個組
362737 ロータタイダウンノブアセンブリ