

水平ロータ ; アルミニウム製

使用可能遠心機 :

Avanti HP-26 シリーズ、J-26S シリーズ、JXN シリーズ
Avanti J-E

主なアプリケーション :


大きな粒子、細胞、細胞デブリスの迅速沈降
バインディング研究、全血からの血清分離
キットを用いた DNA, RNA 分離

最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (g)	容量	ロータ 容量
5,300	6,870 6,130	4×500mL コニカル 24 マイクロプレート	2L

368690 水平ロータ JS-5.3 AllSpin

368914 マイクロプレートキャリアキット

アダプタ・キャリア

製品名	製品番号 (4 個組 / 2 個組)	本数 (ロータあたり)	最大※ rpm / g
 マイクロプレートキャリアキット 4 個組	368914 / ---	24 枚	5,300 / 6,145
 500mL コニカルボトルアダプタ 青	392078 / 369384	4 本	5,300 / 6,870
 250mL コニカルボトルアダプタ 橙	392079 / 369385	4 本	5,300 / 6,870
 250mL 平底ボトルアダプタ 黄	392077 / 369383	4 本	5,300 / 6,670
 50mL 丸底チューブアダプタ 黄、φ29mm	392074 / 368911	32 本	5,300 / 6,145
 50mL コニカルチューブアダプタ 黒、φ30mm	392076 / 368916	28 本	5,300 / 6,480
 15mL コニカルチューブアダプタ 緑、φ17mm	392075 / 368915	72 本	5,300 / 6,425
 15mL 丸底チューブアダプタ 赤、φ17mm	392073 / 368910	80 本	5,300 / 6,145
 10mL 丸底チューブアダプタ 紫、φ16mm	392072 / 368909	96 本	5,300 / 6,145
 5mL チューブアダプタ ベージュ、φ13mm	392071 / 368907	132 本	5,300 / 6,145

※ チューブおよびプレートの最大 (g) は、メーカーが発表しているものに従ってください。

プレート

製品番号	製品名	滅菌	容量 / ウェル	ウェル数	最大 (rpm) / (g)
609844	マルチウェルプレート、ポリスチレン製 100 枚入	非滅菌	300 μ L	96	5,300 / 6,130
267001	ディープウェルプレート、ポリスチレン製 24 枚入	非滅菌	1mL	96	5,300 / 6,130
267004	ディープウェルプレート、ポリスチレン製 24 枚入	滅菌	1mL	96	5,300 / 6,130
267006	ディープウェルプレート、ポリプロピレン製 24 枚入	非滅菌	1mL	96	5,300 / 6,130
267007	ディープウェルプレート、ポリプロピレン製 24 枚入	滅菌	1mL	96	5,300 / 6,130
140504	スクエアウェルプレート、ポリプロピレン製 24 枚入	非滅菌	2mL	96	5,300 / 6,130

ロータアクセサリ

製品番号	製品名
368417	AeroSeal カバーキット
368703	カバーO-リング、4 個入
368148	エアベントフィルター
368914	マイクロプレートキャリアキット 4 個組
368905	マイクロプレートキャリア 4 個組
369382	サポートパッド 4 個組
977212	グラフアイト潤滑剤
267002	キャップ、非滅菌、12 枚、ディープウェルプレート用
267005	キャップ 滅菌、12 枚、ディープウェルプレート用
538619	アルミホイル製プレートシール、100 枚
339558	ロータクリーニングキット
339380	ロータクリーニングブラシ大
339555	ソリューション 555 ロータ洗浄液

ロータ交換部品

製品番号	製品名
368415	バケットキット 4 個組