



水平ロータ ; アルミニウム製

使用可能遠心機 :

Avanti シリーズ (J-HC を除く)

J2 シリーズ

主なアプリケーション :

培養液からの細胞デブリスの除去

最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (g)	kファクタ	チューブサイズ (mm)	公称容量 本数×(mL)
7,500	10,400	5287	62×136	4×250

336380 固定角ロータ JS-7.5

362212 固定角ロータ JS7.5 (キャリア、バケットなし)

チューブ・ボトル (250mLバケット用)

チューブの写真	製品番号	製品名	サイ mm 実容量mL	必要なアダプタ アダプタあたりの本数	k ファクタ	最大※ (rpm) / (g)
	355673	丸底 PC ボトル (スクリューキャップ付)、6 本入、250mL	62×136 250	336389 1	5,290	7,500 / 10,400
	356013	PC ボトルキャップアセンブリ 6 本入、250mL	62×120 250	---	5,290	7,500 / 10,400
	356011	PP ボトルキャップアセンブリ 6 本入、250mL	62×120 250	---	5,290	7,500 / 10,400
	356987	コニカル PC ボトル 6 本入、230mL	62×141 230	356983	5,290	7,500 / 10,400
	356989	コニカル PP ボトル 6 本入、230mL	62×141 230	356983	5,290	7,500 / 10,400
	357000	PC ボトルキャップアセンブリ 6 本入、50mL	29×104 45	356997 1	---	7,500 / 9,000
	357001	PA ボトルキャップアセンブリ 6 本入、50mL	29×104 45	356997 1	---	7,500 / 9,000
	357002	PC ボトルスクリューキャップ付 25 本入、50mL	29×104 45	356997 1	---	7,500 / 9,000
	357003	PA ボトルスクリューキャップ付 25 本入、50mL	29×104 45	356997 1	---	7,500 / 9,000
	363664	PC チューブスナップオンキャップ 付 25 本入、50mL	29×104 45	356997 1	---	7,500 / 9,000
	357005	PP チューブスナップオンキャップ 付 25 本入、50mL	29×104 45	356997 1	---	7,500 / 9,000
	363647 ^a	肉厚 PC チューブ 25 本入、50mL	29×104 45	356997 1	---	7,500 / 9,000
	357007 ^a	肉厚 PP チューブ 25 本入、50mL	29×104 45	356997 1	---	7,500 / 9,000
	566353	バイオバイアル (PP 製) 1000 本入り、4ml	14×55 4	342098 ^b 9	---	7,500 / ---
		市販 50mL コニカルチューブ ^c		356966 1		^c
		市販 15mL コニカルチューブ ^c		356964 4		^c

※ 各チューブの最高回転数に関してバックマン・コールターでテストを行っていますが、ユーザー毎にメソッドが異なるため、その数値はガイドラインであり保証するものではありません。

^a : オプションのカラーチューブキャップは次とおり

356264 ナチュラル 25 個入、357359 赤 25 個入、357360 緑 25 個入、357361 黄 25 個入、357362 青 25 個入

^b : 2 段重ねでも使用可能

^c : 最大 (g) は、チューブメーカーが発表しているものに従ってください。

マルチチューブキャリア

キャリアの写真	製品番号	キャリアの種類	チューブ本数	チューブサイズ	k ファクタ	最高回転数 / 最大遠心力
	362213	50mL コニカルチューブキャリア、2 個組	12 本	29×103mm	4,140	7,500rpm / 10,580g
	362214	50mL 丸底チューブキャリア、2 個組	16 本	29×104mm	3,959	7,500rpm / 10,080g

ロータアクセサリ

製品番号	製品名
306812	スピンコート
339558	ロータクリーニングキット
339380	ロータクリーニングブラシ大
339555	ソリューション 555 ロータ洗浄液

ロータ交換部品

製品番号	製品名
362216	250mL バケツ 2 個組
362212	水平ロータ JS7.5 ロータヨーク (キャリア、バケツなし)
364920	タイダウンアセンブリ