


MLA-150

8 × 2.0 mL

MLA-150



固定角ロータ ; チタニウム製

使用可能遠心機 :

Optima MAX-XP

主なアプリケーション :

細胞内小器官およびウィルスの迅速ペレットティング

最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (g)	kファクタ	チューブサイズ (mm)	容量 本数 × (mL)
150,000	1,003,000	8.0	11 × 32	8 × 2.0

## 393490 固定角ロータ MLA-150 の付属品

344625 QSPA チューブ 1箱、393570 スペーサ 8個、348305 チューブラック、927208 かんし、824412&854519 O-リング、306812 スピンコート、335148 バキュームグリース

## チューブ・ボトル一覧

チューブの写真	製品番号	製品名	サイズ (mm)	必要なスペーサ 必要なアダプタ		kファクタ	最大 rpm / g
	344625	Quick-Seal PA チューブ 50 本入、2.0mL	11 × 32		393570* ---	8.0	150,000 / 1,003,000
	344624	Quick-Seal PA チューブ 50 本入、1.5mL	11 × 25		393570* ---	6.2	150,000 / 1,003,000
	347287	肉厚 PA チューブ 100 本入、1.0mL	11 × 34		--- ---	11.4	95,000 / 387,000
	343778	肉厚 PC チューブ 100 本入、1.0mL	11 × 34		--- ---	4.6	150,000 / 1,003,000

\*8 個組

## ロータアクセサリ

製品番号	製品名
------	-----

- 338765 引き抜き工具 (スペーサ用)
- 361668 引き抜き工具 (QS / OS チューブ用)
- 348305 チューブラック φ11mm (ロータパッケージに含む)
- 349387 QS チューブラック φ11mm
- 927208 かんし
- 346133 ロータバイス
- 358312 コードレス・チューブトッパシーラキット
- 347960 チューブスライサーキット(肉厚チューブ用 φ7~13mm)
- 348299 チューブスライサー用替刃 (10 枚入)
- 306812 スピンコート
- 335148 バキュームグリース
- 347404 ロータクリーニングブラシ
- 339558 ロータクリーニングキット
- 339555 ソリューション 555 ロータ洗浄液

## ロータ交換部品

製品番号	製品名
------	-----

- 860218 O-リング (リッド用)