


MLA-80

8×8.0 mL

MLA-80



固定角ロータ ; チタニウム製

使用可能遠心機 :

Optima MAX、Optima MAX-E、Optima MAX-XP

主なアプリケーション :

中容量の細胞内小器官およびウィルスのペレットティング

最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (g)	k ファクタ	チューブサイズ (mm)	容量 本数×(mL)
80,000	440,000	29	16×64	8×8.0

## 367096 固定角ロータ MLA-80 の付属品

344621 QSPA チューブ 1箱、367094 スペーサ 8個、348123 チューブラック、927208 かんし、338765 引き抜き工具 (スペーサ用)、892292 O-リング、306812 スピンコート、335148 バキュームグリース

## チューブ・ボトル一覧

チューブの写真	製品番号	製品名	サイズ (mm)	必要なスペーサ 必要なアダプタ	k ファクタ	最大 rpm / g
	344621	Quick-Seal PA チューブ 50 本入、8.0mL	16×58	367094 ---	29	80,000 / 444,000
	345830	Quick-Seal PA チューブ 50 本入、6.3mL	16×45	367094 ---	23	80,000 / 444,000
	356562	Quick-Seal PA チューブ 50 本入、4.2mL	16×38	367094 ---	18	80,000 / 444,000
	355646	肉厚 PA チューブ 25 本入、6.5mL	16×64	---	153	35,000 / 84,900
	355647	肉厚 PC チューブ 25 本入、6.5mL	16×64	---	19	80,000 / 444,000

## ロータアクセサリ

製品番号 製品名

338765 引き抜き工具 (スペーサ用)  
 361668 引き抜き工具 (QS / OS チューブ用)  
 348123 QS チューブラック φ16mm  
 346133 ロータパイプ  
 927208 かんし  
 358312 コードレス・チューブトッパシーラキット  
 306812 スピンコート  
 335148 バキュームグリース  
 339558 ロータクリーニングキット  
 347404 ロータクリーニングブラシ  
 339555 ソリューション 555 ロータ洗浄液

## ロータ交換部品

製品番号 製品名

892292 O-リング (リッド用)  
 367089 ロータリッドアセンブリ