

MLN-80

8×8 mL

MLN-80


近垂直ロータ ; チタニウム製

使用可能遠心機 :

Optima MAX、Optima MAX-E、Optima MAX-XP

主なアプリケーション :

プラスミド DNA の迅速分離



最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (g)	kファクタ	チューブサイズ (mm)	容量 本数×(mL)
80,000	389,000	20	16×58	8×8.0

## 367100 近垂直ロータ MLN-80 の付属品

344621 QSPA チューブ 1箱、367101 スペーサ 8個、348123 QS チューブラック、361668 チューブ引き抜き工具、347373 ロータバイス、347402 ロータバイス接着用テープ、927208 かんし、392083 ロータプラグ、349290 プラグガスケット 12個、976959 トルクレンチアダプタ、858121 トルクレンチ、306812 スピンコート

## チューブ・ボトル一覧


チューブの写真	製品番号	製品名	サイズ (mm)	必要なスペーサ 必要なアダプタ	kファクタ	最大 rpm / g
	344621	Quick-Seal PA チューブ 50 本入、8.0mL	16×58	367101 ---	20	80,000 / 389,000
	345830	Quick-Seal PA チューブ 50 本入、6.3mL	16×45	349289 / 367313 ---	18	80,000 / 389,000
	356562	Quick-Seal PA チューブ 50 本入、4.2mL	16×38	349289 / 367312 ---	16	80,000 / 389,000

## ロータアクセサリ

製品番号	製品名
338765	引き抜き工具 (スペーサ用)
361668	引き抜き工具 (QS / OS チューブ用)
348123	QS チューブラック φ16mm (ロータパッケージに含む)
347373	ロータバイス
347402	ロータバイス接着用テープ
927208	かんし
358312	コードレス・チューブトッパシーラキット
858121	トルクレンチ
306812	スピンコートサ
339558	ロータクリーニングキット
347404	ロータクリーニングブラシ
339555	ソリューション 555 ロータ洗浄液

## ロータ交換部品

製品番号	製品名
392083	新型ロータプラグ (ガスケット含まず) 1個
349290	ロータプラグガスケット 1個
976959	新型プラグレンチアダプタ



976959  
新型プラグレンチアダプタ

