



近垂直ロータ ; チタニウム製

使用可能遠心機クラス :

H、R、S

主なアプリケーション :

塩化セシウムの密度勾配遠心によるプラスミド DNA、ミトコンドリア DNA の分離

最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (g)	k ファクタ	チューブサイズ (mm)	容量 本数× (mL)
65,000	402,000	21	16×76	8×13.5

362755 近垂直ロータ NVT 65 の付属品

342705 ロータバイス、85812 トルクレンチ、976959 新型プラグレンチアダプタ、349290 ガasket 12 個、330338 オーバースピードディスク 2 個、306812 スピンコート

360973 OptiSeal チューブキットの内訳

362181 OptiSeal チューブ 4 箱、362202 スペーサ 8 個、360538 OptiSeal チューブ用ラック
361668 引き抜き工具 (QS/OS チューブ用)、338765 引き抜き工具 (フローティングスペーサ/スペーサ用)

360976 Quick-Seal チューブキットの内訳 ※358312 コードレスチューブトップパシーラキットが必要

342413 Quick-Seal PA チューブ 4 箱、349289 スペーサ 8 個、348123 QS チューブラック φ16mm
361668 引き抜き工具 (QS/OS チューブ用)

チューブ・ボトル一覧

チューブの写真	製品番号	製品名	サイズ (mm)	必要なスペーサ		k ファクタ	最大 rpm / g
				必要なフローティングスペーサ			
	362181	OptiSeal チューブ 56 本入、11.2mL	16×70		362202 ---	17	65,000 / 402,000
	342413	Quick-Seal PA チューブ 50 本入、13.5mL	16×76		349289 ---	21	65,000 / 402,000
	344622	Quick-Seal PA チューブ 50 本入、10.0mL	16×67		349289 349901	11	65,000 / 402,000
	344621	Quick-Seal PA チューブ 50 本入、8.0mL	16×58		349289 356571	11	65,000 / 402,000
	345830	Quick-Seal PA チューブ 50 本入、6.3m	16×45		349289 349900	8	65,000 / 402,000
	344322	Quick-Seal UC チューブ 50 本入、13.5mL	16×76		349289 ---	21	65,000 / 402,000

ロータアクセサリ

製品番号	製品名
338765	引き抜き工具 (フローティングスペーサ/スペーサ用)
361668	引き抜き工具 (QS/OS チューブ用)
348123	QS チューブラック φ16mm
360538	OptiSeal チューブ用ラック φ16×70mm
358312	コードレス・チューブトップパシーラキット
303811	チューブスライサーキット(φ8~25mm 肉薄チューブ用)
303830	チューブスライサー用ブレードアセンブリ
306812	スピンコート
335148	バキュームグリース
339558	ロータクリーニングキット
339379	ロータクリーニングブラシ小
339555	ソリューション 555 ロータ洗浄液

ロータ交換部品

製品番号	製品名
330338	オーバースピードディスク 65K
392084	ロータプラグ (2000 年 1 月以降製造) 8 個入
349290	ガasket (ロータプラグ用)
976959	新型プラグレンチアダプタ (2000 年 1 月以降製造)

976959

新型プラグレンチアダプタ

