

近垂直ロータ ; チタニウム製

使用可能遠心機クラス :

H、R、S

主なアプリケーション :

プラスミド DNA、ミトコンドリア DNA、染色体 DNA の分離、リボタンパク、プロテオオグリカンの分離

最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (g)	k ファクタ	チューブサイズ (mm)	容量 本数 × (mL)
65,000	416,000	15	13×51	16×5.1

361073 近垂直ロータ NVT 65.2 の付属品

342705 ロータバイス、858121 トルクレンチ、976959 新型プラグレンチアダプタ、330338 オーバースピードディスク 306812 スピンコート

360972 OptiSeal チューブキットの内訳

362185 OptiSeal チューブ 4箱、362198 スペーサ 16個、361638 OptiSeal チューブ用ラック 1個、361668 引き抜き工具 (QS/OS チューブ用)、338765 引き抜き工具 (フローティングスペーサ/スペーサ用)

360977 Quick-Seal チューブキットの内訳 ※358312 コードレスチューブトップパシーラキットが必要

342412 Quick-Seal PA チューブ 4箱、342883 スペーサ 16個、348122 QS チューブラック φ13mm 361668 引き抜き工具 (QS/OS チューブ用)、

チューブ・ボトル一覧


チューブの写真	製品番号	製品名	サイズ (mm)	必要なスペーサ		k ファクタ	最大 rpm / g
				必要なフローティングスペーサ			
	362185	OptiSeal チューブ 56 本入、4.9mL	13×51		362198 ---	15	65,000 / 416,000
	342412	Quick-Seal PA チューブ 50 本入、5.1mL	13×51		342883 ---	15	65,000 / 416,000
	345829	Quick-Seal PA チューブ 50 本入、2.0mL	13×25		342883 345827	7	65,000 / 416,000
	344075	Quick-Seal UC チューブ 50 本入、5.1mL	13×51		342883 ---	15	65,000 / 416,000

ロータアクセサリ

製品番号	製品名
338765	引き抜き工具 (フローティングスペーサ/スペーサ用)
361668	引き抜き工具 (QS/OS チューブ用)
348122	QS チューブラック φ13mm
361638	OptiSeal チューブ用ラック φ13mm
358312	コードレス・チューブトップパシーラキット
303811	チューブスライサーキット (φ8~25mm 肉薄チューブ用)
303830	チューブスライサー用ブレードアセンブリ
306812	スピンコート
335148	バキュームグリース
339558	ロータクリーニングキット
339379	ロータクリーニングブラシ小
339555	ソリューション 555 ロータ洗浄液

ロータ交換部品

製品番号	製品名
330338	オーバースピードディスク 65K
368545	ロータプラグ (2000年1月以降製造) 1個入
368546	ロータプラグガasket付 (2000年1月以降製造) 8個入
342882	ガasket (ロータプラグ用)
976959	新型プラグレンチアダプタ (2000年1月以降製造)



976959 新型プラグレンチアダプタ

