


SW 60 Ti

6×4 mL

SW 60 Ti



固定角ロータ ; チタニウム製

使用可能遠心機クラス :

H、R、S

主なアプリケーション :

タンパク、RNA の密度勾配遠心  
細胞内小器官のペレットニング

最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (g)	k ファクタ	チューブサイズ (mm)	容量 本数×(mL)
60,000	485,000	45	11×60	6×4.0

## 335650 水平ロータ SW 60 Ti の付属品

330070 ヒンジピンツール、328874 ポリアロマーチューブ 2 箱、344062 ウルトラクリアチューブ 2 箱、331313 バケットホルダーラック  
868638 O-リング、331155 オーバースピードディスク、335148 パキュウムグリース、306812 スピンコート

## チューブ・ボトル一覧

チューブの写真	製品番号	製品名	サイズ (mm)	必要なスペーサ 必要なアダプタ	k ファクタ	最大 rpm / g
	328874	PA チューブ 50 本入、4.0mL	11×60	---	45	60,000 / 485,000
	344062	UC チューブ 50 本入、4.0mL	11×60	---	45	60,000 / 485,000
	358118	コニカル PA チューブ 50 本入、3.0mL	11×60		45	60,000 / 480,000
	358117	コニカル PA チューブ 50 本入、1.5mL	11×35		31	60,000 / 480,000
	355636	肉厚 PA チューブ 25 本入、3.0mL	11×60	---	45	60,000 / 485,000
	355635	肉厚 PC チューブ 25 本入、3.0mL	11×60	---	45	60,000 / 485,000
	344625	Quick-Seal PA チューブ 50 本入、2.0mL	11×32		29	60,000 / 485,000
	344624	Quick-Seal PA チューブ 50 本入、1.5mL	11×25		24	60,000 / 485,000
	358648	Quick-Seal コニカル PA チューブ 50 本入、3.0mL	11×60		45	60,000 / 480,000
	358655	Quick-Seal コニカル PA チューブ 50 本入、1.3mL	11×35		31	60,000 / 480,000

## ロータアクセサリ

製品番号	製品名
361668	引き抜き工具 (QS / OS チューブ用)
354468	引き抜き工具 (コニカルアダプタ用)
348305	チューブラック φ11mm
349387	QS チューブラック φ11mm
358312	コードレス・チューブトッパシーラキット
303811	チューブスライサーキット(φ8~25mm 肉薄チューブ用)
303830	チューブスライサー用ブレードアセンブリ
306812	スピンコート
335148	パキュウムグリース
339558	ロータクリーニングキット
339379	ロータクリーニングブラシ小
339555	ソリューション 555 ロータ洗浄液

## ロータ交換部品

製品番号	製品名
868638	O-リング (バケット用)
331155	オーバースピードディスク 60K
335645	バケットキャップ
331313	バケットホルダーラック
332400	ロータスタンド
337943	バケットセット 6 本入