


TLA-100

20×0.2 mL

TLA-100



固定角ロータ ; チタニウム製

使用可能遠心機 :

TL-100、Optima TL、Optima TLX、Optima MAX、
Optima MAX-E、Optima MAX-XP、Optima MAX-TL

主なアプリケーション :

細胞内小器官、タンパク、RNA のペレットティング

最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (g)	kファクタ	チューブサイズ (mm)	容量 本数×(mL)
100,000	436,000	7	7×20	20×0.2

343837 固定角ロータ TLA-100 の付属品

343775 肉厚 PC チューブ 1箱、348302 チューブラック、346133 ロータバイス、927208 かんし、824412&824953 O-リング

306812 スピンコート、355148 バキュームグリース

チューブ・ボトル一覧

チューブの写真	製品番号	製品名	サイズ (mm)	必要なスペーサ 必要なアダプタ	kファクタ	最大 rpm / g
	343621	肉厚 PA チューブ 100 本入、0.2mL	7×20	---	10	80,000 / 279,000
	343775	肉厚 PC チューブ 100 本入、0.2mL	7×20	---	7	100,000 / 436,000
	342303	肉厚 CP チューブ 100 本入、0.2mL	7×20	---	16	65,000 / 184,000

ロータアクセサリ

製品番号	製品名
348302	チューブラック φ7mm (ロータパッケージに含む)
346133	ロータバイス
927208	かんし
347960	チューブスライサーキット(φ7~13mm 肉厚チューブ用)
348299	チューブスライサー用替刃 (10 枚入)
306812	スピンコート
335148	バキュームグリース
339558	ロータクリーニングキット
347404	ロータクリーニングブラシ
339555	ソリューション 555 ロータ洗浄液

ロータ交換部品

製品番号	製品名
343845	ロータリッドアセンブリ
824953	O-リング (外側、大)
824412	O-リング (内側、小)
349318	キャップ&プランジャーアセンブリ
347903	スプリング