



TLA-100.3

6×3.5 mL

TLA-100.3



固定角ロータ ; チタニウム製

使用可能遠心機 :

TL-100、Optima TL、Optima TLX、Optima MAX、
Optima MAX-E、Optima MAX-XP、Optima MAX-TL

主なアプリケーション :

細胞内小器官を5~30分でペレットリング、RNAを1-2時間でペレットリング、プラスミドDNAを6時間で分離

最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (g)	kファクタ	チューブサイズ (mm)	容量 本数×(mL)
100,000	541,000	14	13×51	6×3.5

349490 固定角ロータ TLA-100.3 の付属品

349622 肉厚 PC チューブ 1箱、349623 肉厚 PA チューブ、355919 1.5mL 微量遠心チューブ用アダプタ 6個、355872 チューブラック、
346133 ロータバイス、927208 かんし、824412&854521 O-リング、306812 スピンコート、355148 バキュームグリース

チューブ・ボトル一覧

チューブの写真	製品番号	製品名	サイズ (mm)	必要なスペーサ 必要なアダプタ	kファクタ	最大 rpm / g
	349621	Quick-Seal PA チューブ 50 本入、3.5mL	13×32	355937* ---	14	100,000 / 541,000
	345829	Quick-Seal PA チューブ 50 本入、2.0mL	13×25	360270** ---	11	100,000 / 541,000
	349623	肉厚 PA チューブ 25 本入、3.0mL	13×51	---	34	70,000 / 265,000
	349622	肉厚 PC チューブ 25 本入、3.0mL	13×51	---	16	100,000 / 541,000
	357448	PA 微量遠心チューブ 500 本入、1.5mL	11×38	--- 355919*	24	70,000 / 245,000

*6 個組 **8 個

ロータアクセサリ

製品番号	製品名
301875	引き抜き工具 (スペーサ用)
361668	引き抜き工具 (QS/OS チューブ用)
355872	チューブラック φ13mm (ロータパッケージに含む)
348122	QS チューブラック φ13mm
346133	ロータバイス
927208	かんし
358312	コードレス・チューブトッパシーラキット
347960	チューブスライサーキット(φ7~13mm 肉厚チューブ用)
348299	チューブスライサー用替刃 (10 枚入)
306812	スピンコート
335148	バキュームグリース
339558	ロータクリーニングキット
347404	ロータクリーニングブラシ
339555	ソリューション 555 ロータ洗浄液

ロータ交換部品

製品番号	製品名
854521	O-リング (外側、大)
824412	O-リング (内側、小)
349477	キャップ&プランジャーアセンブリ
347903	スプリング