


TLA-110

8×5.1mL

TLA-110



固定角ロータ ; チタニウム製

使用可能遠心機 :

TL-100、Optima TL、Optima TLX、Optima MAX、  
Optima MAX-E、Optima MAX-XP、Optima MAX-TL

主なアプリケーション :

中容量の細胞内小器官およびウイルスのペレッチング

最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (g)	kファクタ	チューブサイズ (mm)	容量 本数×(mL)
110,000	657,000	13	13×56	8×5.1

## 366735 固定角ロータ TLA-110 の付属品

361621 OptiSeal チューブ 1箱、361676 フローティングスペーサ 8個、348122 チューブラック、927208 かんし、824412&amp;854519 O-リング、306812 スピンコート、355148 バキュームグリース

## チューブ・ボトル一覧

チューブの写真	製品番号	製品名	サイズ (mm)	必要なスペーサ 必要なアダプタ	kファクタ	最大 rpm / g
	361621	OptiSeal チューブ 56 本入、4.7mL	13×48	 361676* ---	12	110,000 / 657,000
	362248	Quick-Seal PA チューブ 50 本入、5.1mL	13×51	 362307** ---	13	110,000 / 657,000
	349621	Quick-Seal PA チューブ 50 本入、3.5mL	13×32	 360270** ---	7	110,000 / 657,000
	345829	Quick-Seal PA チューブ 50 本入、2.0mL	13×25	 360270** ---	5	110,000 / 657,900
	362333	肉厚 PA チューブ 50 本入、3.2mL	13×56	---	37	70,000 / 267,000
	362305	肉厚 PC チューブ 50 本入、3.2mL	13×56	---	13	110,000 / 657,900
	357448	PA 微量遠心チューブ 500 本入、1.5mL	11×38	 360951** ---	19	70,000 / 206,000
	B22799	1.5mL PPF スクリューキャップ チューブ 500 本入、1.5mL		 393238** ---	9	110,000 / 536,000

\*2 個組 \*\*8 個組

## ロータアクセサリ

製品番号	製品名
338765	引き抜き工具 (スペーサ用)
361668	引き抜き工具 (QS/OS チューブ用)
355872	チューブラック φ13mm (ロータパッケージに含む)
348122	QS チューブラック φ13mm
927208	かんし
358312	コードレス・チューブトッパシーラキット
347960	チューブスライサーキット(φ7~13mm 肉厚チューブ用)
348299	チューブスライサー用替刃 (10 枚入)
306812	スピンコート
335148	バキュームグリース
339558	ロータクリーニングキット
347404	ロータクリーニングブラシ
339555	ソリューション 555 ロータ洗浄液

## ロータ交換部品

製品番号	製品名
854519	O-リング (外側、大)
824412	O-リング (内側、小)
366732	ロータリッドアセンブリ
349477	キャップ&ブランジャーアセンブリ
347903	スプリング