

TLA-120.1

14×0.5 mL


TLA-120.1

固定角ロータ ; チタニウム製

使用可能遠心機 :

TL-100、Optima TL、Optima TLX、Optima MAX、
Optima MAX-E、Optima MAX-XP、Optima MAX-TL

主なアプリケーション :

細胞内小器官を5~30分でペレットリング、プラスミド
DNAを3時間で分離

最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (g)	k ファクタ	チューブサイズ (mm)	容量 本数×(mL)
120,000	627,000	8	8×34	14×0.5

357655 固定角ロータ TLA120.1 の付属品

343776 肉厚 PC チューブ 1箱、348304 チューブラック、346133 ロータバイス、927208 かんし、824412&854519 O-リング、
306812 スピンコート、355148 バキュームグリース

チューブ・ボトル一覧

チューブの写真	製品番号	製品名	サイズ (mm)	必要なスペーサ 必要なアダプタ	k ファクタ	最大 rpm / g
	343777	肉厚 PA チューブ 100本入、0.5mL	8×34	---	18	80,000 / 279,000
	343776	肉厚 PC チューブ 100本入、0.5mL	8×34	---	8	120,000 / 627,000

ロータアクセサリ

製品番号	製品名
348304	チューブラック φ8mm (ロータパッケージに含む)
349661	QS チューブラック φ8mm
346133	ロータバイス
927208	かんし
347960	チューブスライサーキット(φ7~13mm 肉厚チューブ用)
348299	チューブスライサー用替刃 (10 枚入)
306812	スピンコート
335148	バキュームグリース
339558	ロータクリーニングキット
347404	ロータクリーニングブラシ
339555	ソリューション 555 ロータ洗浄液

ロータ交換部品

製品番号	製品名
362225	ロータリッドアセンブリ
854519	O-リング (外側、大)
824412	O-リング (内側、小)
349318	キャップ&プランジャーアセンブリ
347903	スプリング