


TLA-120.2

10×2.0 mL

TLA-120.2



固定角ロータ ; チタニウム製

使用可能遠心機 :

TL-100、Optima TL、Optima TLX、Optima MAX、
Optima MAX-E、Optima MAX-XP、Optima MAX-TL

主なアプリケーション :

細胞内小器官を5~30分でペレットリング、プラスミド
DNAを3時間で分離

最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (g)	kファクタ	チューブサイズ (mm)	容量 本数×(mL)
120,000	627,000	16	11×34	10×2.0

357656 固定角ロータ TLA-120.2 の付属品

343778 肉厚 PC チューブ 1箱、348305 チューブラック、346133 ロータバイス、927208 かんし、824412&854519 O-リング、
306812 スピンコート、355148 バキュームグリース

チューブ・ボトル一覧

チューブの写真	製品番号	製品名	サイズ (mm)	必要なスペーサ 必要なアダプタ	kファクタ	最大 rpm / g
	344625	Quick-Seal PA チューブ 50 本入、2.0mL	11×32	 344674 ---	16	120,000 / 627,000
	344624	Quick-Seal PA チューブ 50 本入、1.5mL	11×25	 344636 ---	14	120,000 / 627,000
	347287	肉厚 PA チューブ 100 本入、1.0mL	11×34	---	18	80,000 / 279,000
	343778	肉厚 PC チューブ 100 本入、1.0mL	11×34	---	8	120,000 / 627,000

ロータアクセサリ

製品番号	製品名
301875	引き抜き工具 (スペーサ用)
348305	チューブラック φ11mm (ロータパッケージに含む)
349387	QS チューブラック φ11mm
346133	ロータバイス
927208	かんし
358312	コードレス・チューブトッパシーラキット
347960	チューブスライサーキット(φ7~13mm 肉厚チューブ用)
348299	チューブスライサー用替刃 (10 枚入)
306812	スピンコート
335148	バキュームグリース
339558	ロータクリーニングキット
347404	ロータクリーニングブラシ
339555	ソリューション 555 ロータ洗浄液

ロータ交換部品

製品番号	製品名
362048	ロータリッドアセンブリ
854519	O-リング (外側、大)
824412	O-リング (内側、小)
349318	キャップ&プランジヤーアセンブリ
347903	スプリング