


TLA-55

12×1.5 mL

TLA-55



固定角ロータ ; アルミニウム製

使用可能遠心機 :

TL-100、Optima TL、Optima TLX、Optima MAX、
Optima MAX-E、Optima MAX-XP、Optima MAX-TL

主なアプリケーション :


1.5mL チューブでの核酸の迅速ペレットリング

最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (g)	k ファクタ	チューブサイズ (mm)	容量 本数×(mL)
55,000	186,000	66	11×38	12×1.5

366725 固定角ロータ TLA-55 の付属品

357448 PA 微量遠心チューブ 500 本入 1 箱、927208 かんし、824412&824644 O-リング、306812 スピンコート、
355148 バキュームグリース、348122 QS チューブラック

チューブ・ボトル一覧

チューブの写真	製品番号	製品名	サイズ (mm)	必要なスペーサ 必要なアダプタ	k ファクタ	最大 rpm / g
	357448	微量遠心チューブ 500 本入、1.5mL	11×38	---	66	55,000 / 186,000

ロータアクセサリ

製品番号	製品名
927208	かんし
361638	OptiSeal チューブ用ラック
306812	スピンコート
335148	バキュームグリース
339558	ロータクリーニングキット
347404	ロータクリーニングブラシ
339555	ソリューション 555 ロータ洗浄液

ロータ交換部品

製品番号	製品名
824644	O-リング (外側、大)
824412	O-リング (内側、小)
349318	キャップ&ブランジャーアセンブリ
366722	ロータリッドアセンブリ
347903	スプリング