


TLN-100

8×3.9 mL

TLN-100



近垂直ロータ ; チタニウム製

使用可能遠心機 :

TL-100、Optima TL、Optima TLX、Optima MAX、  
Optima MAX-E、Optima MAX-XP、Optima MAX-TL

主なアプリケーション :

4時間のプラスミドDNA分離

| 最高回転数<br>(rpm) | 最大遠心力<br>(g) | kファクタ | チューブサイズ<br>(mm) | 容量<br>本数×(mL) |
|----------------|--------------|-------|-----------------|---------------|
| 100,000        | 450,000      | 14    | 13×38           | 8×3.9         |

## 357614 近垂直ロータ TLN-100 の付属品

361627 OptiSeal チューブ 4箱、362198 スペーサ 8個、361650 OptiSeal チューブラック、361668 チューブ引き抜き工具、  
347373 ロータパイプ、347402 ロータパイプ接着用テープ、927208 かんし、342882 プラグガスケット 12個、361061 スペーサ 10個、  
976959 トルクレンチアダプタ、858121 トルクレンチ、306812 スピンコート

## チューブ・ボトル一覧


| チューブの写真 | 製品番号   | 製品名                              | サイズ<br>(mm) | 必要なスペーサ<br>必要なアダプタ | kファクタ | 最大<br>rpm / g     |
|---------|--------|----------------------------------|-------------|--------------------|-------|-------------------|
|         | 361627 | OptiSeal チューブ<br>56本入、3.3mL      | 13×33       | <br>362198<br>---  | 14    | 100,000 / 450,000 |
|         | 358980 | Quick-Seal PA チューブ<br>50本入、3.9mL | 8×35        | <br>342883<br>---  | 14    | 100,000 / 450,000 |

## ロータアクセサリ

| 製品番号   | 製品名                            |
|--------|--------------------------------|
| 338765 | 引き抜き工具 (スペーサ用)                 |
| 361668 | 引き抜き工具 (QS / OS チューブ用)         |
| 355872 | チューブラック φ13mm                  |
| 348122 | QS チューブラック φ13mm (ロータパッケージに含む) |
| 347373 | ロータパイプ                         |
| 347402 | ロータパイプ接着用テープ                   |
| 927208 | かんし                            |
| 358312 | コードレス・チューブトッパシーラキット            |
| 858121 | トルクレンチ                         |
| 306812 | スピンコート                         |
| 339558 | ロータクリーニングキット                   |
| 347404 | ロータクリーニングブラシ                   |
| 339555 | ソリューション 555 ロータ洗浄液             |

## ロータ交換部品

| 製品番号   | 製品名                        |
|--------|----------------------------|
| 368545 | 新型ロータプラグ (ガスケット含まず) 1個     |
| 342882 | ロータプラグガスケット 1個             |
| 368546 | 新型ロータプラグアセンブリ (ガスケット含む) 8個 |
| 976959 | 新型プラグレンチアダプタ               |
| 349339 | キャップ&プランジャーアセンブリ           |

976959  
新型プラグレンチアダプタ