


TLN-120

8×1.2 mL

TLN-120



近垂直ロータ ; チタニウム製

使用可能遠心機 :

TL-100、Optima TL、Optima TLX、Optima MAX、
Optima MAX-E、Optima MAX-XP、Optima MAX-TL

主なアプリケーション :

1.5 時間のプラスミド DNA 分離

最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (g)	k ファクタ	チューブサイズ (mm)	容量 本数×(mL)
120,000	585,000	7	8×35	8×1.2

357683 近垂直ロータ TLN-120 の付属品

361082 QSPA チューブ 1 箱、349661 チューブラック、34737 ロータバイス、347402 ロータバイス接着用テープ、927208 かんし、
347371 プラグガasket 12 個、361061 スペーサ 10 個、976959 トルクレンチアダプタ、858121 トルクレンチ、306812 スピンコート

チューブ・ボトル一覧


チューブの写真	製品番号	製品名	サイズ (mm)	必要なスペーサ 必要なアダプタ	k ファクタ	最大 rpm / g
	361082	Quick-Seal PA チューブ 50 本入、1.2mL	8×35	361061 ---	7	120,000 / 585,000

ロータアクセサリ

製品番号	製品名
338765	引き抜き工具 (スペーサ用)
361668	引き抜き工具 (QS/OS チューブ用)
348304	チューブラック φ8mm
349661	QS チューブラック φ8mm (ロータパッケージに含む)
347373	ロータバイス
347402	ロータバイス接着用テープ
927208	かんし
358312	コードレス・チューブトッパシーラキット
858121	トルクレンチ
976959	新型プラグレンチアダプタ
306812	スピンコート
339558	ロータクリーニングキット
347404	ロータクリーニングブラシ
339555	ソリューション 555 ロータ洗浄液

ロータ交換部品

製品番号	製品名
368549	新型ロータプラグ (ガasket含まず) 1 個
347371	ロータプラグガasket 1 個
976959	新型プラグレンチアダプタ
349339	キャップ・ブランジャーアセンブリ



976959
新型プラグレンチアダプタ

