


TLS-55

4×2.2 mL

TLS-55



水平ロータ ; チタニウム製

使用可能遠心機 :

TL-100、Optima TL、Optima TLX、Optima MAX、
Optima MAX-E、Optima MAX-XP、Optima MAX-TL

主なアプリケーション :

RNA の 2-3 時間ベレティング、ショ糖密度勾配による
細胞内小器官、タンパクの分離

最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (g)	k ファクタ	チューブサイズ (mm)	容量 本数×(mL)
55,000	259,000	50	11×34	4×2.2

346134 水平ロータ TLS-55 の付属品

347357 PA チューブ 1 箱、868638 O-リング 4 個、348305 チューブラック、927208 かんし、347358 バケットホルダラック、
335148 バキュームグリース、306812 スピンコート

チューブ・ボトル一覧

チューブの写真	製品番号	製品名	サイズ (mm)	必要なスペーサ 必要なアダプタ	k ファクタ	最大 rpm / g
	344625	Quick-Seal PA チューブ 50 本入、2.0mL	11×32	344674 ---	50	55,000 / 259,000
	344624	Quick-Seal PA チューブ 50 本入、1.5mL	11×25	344674 ---	37	55,000 / 259,000
	347357	PA チューブ 50 本入、2.2mL	11×34	---	50	55,000 / 259,000
	342630	PA チューブ 100 本入、175 μl	5×20	358614 ---	22	55,000 / 248,000
	347287	肉厚 PA チューブ 100 本入、1.4mL	11×34	---	50	55,000 / 259,000
	343778	肉厚 PC チューブ 100 本入、1.4mL	11×34	---	50	55,000 / 259,000
	343775	肉厚 PC チューブ 100 本入、230 μl	7×20	--- 358615	23	55,000 / 259,000
	341288	肉薄 CP チューブ 100 本入、175 μl	5×20	--- 358614	22	55,000 / 248,000
	342303	肉厚 CP チューブ 100 本入、230 μl	7×20	--- 358615	23	55,000 / 249,000
	343622	肉厚 PE チューブ 100 本入、175 μl	5×20	--- 358614	22	55,000 / 248,000
	347356	UC チューブ 50 本入、2.2mL	11×34	---	50	55,000 / 259,000

ロータアクセサリ

製品番号	製品名
338765	引き抜き工具 (スペーサ用)
361668	引き抜き工具 (QS / OS チューブ用)
348305	チューブラック φ11mm (ロータパッケージに含む)
349387	QS チューブラック φ11mm
927208	かんし
358312	コードレス・チューブトッパシーラキット
306812	スピンコート
335148	バキュームグリース
339558	ロータクリーニングキット
347404	ロータクリーニングブラシ
339555	ソリューション 555 ロータ洗浄液

ロータ交換部品

製品番号	製品名
345773	ロータスタンド
346364	バケットセット 4 個組
868638	O-リング (バケット用)
345770	バケットキャップアセンブリ
347358	バケットホルダラック
349338	キャップ&ブランジャーアセンブリ