


Type 100 Ti

8×6.0 mL

Type 100 Ti



固定角ロータ ; チタニウム製

使用可能遠心機クラス :

R、S

主なアプリケーション :

プラスミド DNA の迅速密度勾配遠心、
微小粒子の迅速ペレットティング

最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (g)	k ファクタ	チューブサイズ (mm)	容量 本数×(mL)
100,000	802,000	15	13×64	8×6.0

363013 固定角ロータ Type 100 Ti の付属品

876089&839347 O-リング 各 3 個、363304 オーバースピードディスク 2 個

チューブ・ボトル一覧

チューブの写真	製品番号	製品名	サイズ (mm)	必要なスペーサ 必要なアダプタ	k ファクタ	最大 rpm / g
	344619	Quick-Seal PA チューブ 56 本入、6.0mL	13×64	365470* ---	15.0	100,000 / 802,000
	362248	Quick-Seal PA チューブ 50 本入、5.1mL	13×51	360270* ---	13.5	100,000 / 802,000
	349621	Quick-Seal PA チューブ 50 本入、3.5mL	13×32	360270* ---	9.4	100,000 / 802,000
	345829	Quick-Seal PA チューブ 50 本入、2.0mL	13×25	360270* ---	7.0	100,000 / 802,00

*8 個組

ロータアクセサリ

製品番号 製品名

338765	引き抜き工具 (フローティングスペーサ用)
361668	引き抜き工具 (QS / OS チューブ用)
355872	チューブラック φ13mm
348122	QS チューブラック φ13mm
363963	Quick-Seal チューブキット (344619 Quick-Seal PA チューブ 4 箱含む)
358312	コードレス・チューブトッパシーラキット
303811	チューブスライサーキット(φ8~25mm 肉薄チューブ用)
303838	チューブスライサ用ブレード (肉薄用)
306812	スピンコート
335148	バキュームグリース
339558	ロータクリーニングキット
347404	ロータクリーニングブラシ
339555	ソリューション 555 ロータ洗浄用

ロータ交換部品

製品番号 製品名

839347	O-リング (ロータハンドル用)
876089	O-リング (ロータリッド用)
363304	オーバースピードディスク 100K
363039	ロータハンドル
363037	ロータリッド