

## Type 25

100×1 mL

## Type 25


固定角ロータ ; アルミニウム製

使用可能遠心機クラス :

H、R、S

主なアプリケーション :

多本数、小容量サンプルのリポタンパクの浮上分画、



最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (g)	k ファクタ	チューブサイズ (mm)	容量 本数×(mL)
25,000	70,300	84	8×51	100×1
	81,400	71		
	92,500	62		

## 347261 固定角ロータ Type 25 の付属品

011757&amp;878272 O-リング 各 3 個、330333 オーバースピードディスク 2 個

## チューブ・ボトル一覧

チューブの写真	製品番号	製品名	サイズ (mm)	必要なスペーサ 必要なアダプタ	k ファクタ	最大 rpm / g
	355657	肉厚 PC チューブ 25 本入、1.0mL	8×51	---	62	25,000 / 92,500

## 各列における回転半径と遠心力

	列 1 (内側)	列 2 (中側)	列 3 (外側)
r-min (mm)	81.7	97.5	113.4
force (g)	57,200	68,300	79,400
r-av (mm)	91.1	106.9	122.8
force (g)	63,800	74,800	86,000
r-max (mm)	100.4	116.3	132.1
force (g)	70,300	81,400	92,500

## ロータアクセサリ

製品番号	製品名
348304	チューブラック φ8mm
349661	QS チューブラック φ8mm
348635	Open-Top チューブキット (355657 肉厚 PC チューブ 5 箱 他含む)
347960	チューブスライサーキット(φ7~13mm 肉厚チューブ用)
348299	チューブスライサー用ブレード (肉厚用) 10 枚入
306812	スピンコート
335148	バキュームグリース
339558	ロータクリーニングキット
347404	ロータクリーニングブラシ
339555	ソリューション 555 ロータ洗浄液

## ロータ交換部品

製品番号	製品名
011757	O-リング (ロータハンドル用)
878272	O-リング (ロータボディ用)
330333	オーバースピードディスク 25K
347267	ロータハンドル