


## Type 19

6×250 mL

## Type 19



固定角ロータ ; アルミニウム製

使用可能遠心機クラス :

H、R、S

主なアプリケーション :

大容量ウイルス、細胞内小器官のペレットリング

最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (g)	k ファクタ	チューブサイズ (mm)	容量 本数× (mL)
19,000	53,900	951	60×120	6×250

## 325620 固定角ロータ Type 19 の付属品

801773 O-リング 3個、325623 ガスケット、330331 オーバースピードディスク 2個

## チューブ・ボトル一覧

チューブの写真	製品番号	製品名	サイズ (mm)	必要なスペーサ 必要なアダプタ	k ファクタ	最大 rpm / g
	334205	PA ボトルアセンブリ 1 本入、250.0mL	60× 121	---	951	19,000 / 53,900
	355627	PA ボトルのみ 6 本入、250.0mL	60× 121	---	951	19,000 / 53,900

## ロータアクセサリ

製品番号	製品名
335353	引き抜き工具 (PA ボトル用)
306812	スピンコート
335148	バキュームグリース
339558	ロータクリーニングキット
347404	ロータクリーニングブラシ
339555	ソリューション 555 ロータ洗浄液

## ロータ / ボトル交換部品

製品番号	製品名
325623	ガスケット (ロータハンドル用)
801773	O-リング (ロータボディ用)
362246	デルリン製キャップ (PA ボトルアセンブリ用)
332836	ノリル製プラグ (PA ボトルアセンブリ用)
812715	Buna-N 製 O-リング (PA ボトルアセンブリ用)
330331	オーバースピードディスク 19K
325624	ロータハンドル
332826	ロータリッド