


Type 45 Ti - 1 -

6×94 mL

Type 45 Ti



固定角ロータ ; チタニウム製

使用可能遠心機クラス :

H、R、S

主なアプリケーション :

タンパクの精製

大容量の細胞内小器官およびウイルスのペレティング

最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (g)	k ファクタ	チューブサイズ (mm)	容量 本数×(mL)
45,000	235,000	133	38×102	6×94

339160 固定角ロータ Type 45 Ti の付属品

854519&878260 O-リング 各3個、335458 オーバースピードディスク 2個

チューブ・ボトル一覧

チューブの写真	製品番号	製品名	サイズ (mm)	必要なスペーサ・キャップ 必要なアダプタ	k ファクタ	最大 rpm / g
	355622 ^a	PC ボトルアセンブリ 6 本入、70.0mL ^b	38×102	---	133	45,000 / 235,000 ^c
	345776	Quick-Seal PA チューブ 25 本入、94.0mL	38×102	342697 ---	133	45,000 / 235,000
	345778	Quick-Seal UC チューブ 25 本入、94.0mL	38×102	342697 ---	133	45,000 / 235,000
	355643 ^d	肉厚 PA チューブ 25 本入、81.0mL	38×102	※(338905) ---	133	45,000 / 235,000
		47.0mL	38×102	---	1195	15,000 / 26,200
	355640 ^e	肉厚 PA チューブ 25 本入、10.0mL	16×76	※(338907) 303448	107	39,000 / 149,000 ^f
	355639	肉厚 PA チューブ 25 本入、10.0mL	13×89	--- 303459	110	39,000 / 156,000
	355644	肉厚 PA チューブ 25 本入、4.0mL	13×64	--- 303449	90	39,000 / 138,000
	355628 ^d	肉厚 PC チューブ 25 本入、81.0mL	38×102	※(338905) ---	133	45,000 / 235,000
		47.0mL	38×102	---	298	30,000 / 104,600
	355630 ^e	肉厚 PC チューブ 25 本入、10.0mL	16×76	※(338907) 303448	107	39,000 / 149,000 ^g
	355629	肉厚 PC チューブ 25 本入、10.0mL	13×89	--- 303459	110	39,000 / 156,000
	355645	肉厚 PC チューブ 25 本入、4.0mL	13×64	--- 303449	90	39,000 / 138,000
	345775	肉薄 PA チューブ 50 本入、94.0mL	38×102	330901 ---	133	45,000 / 235,000
	326814	肉薄 PA チューブ 50 本入、13.5mL	16×76	330860 303448	107	39,000 / 149,000
	326822	肉薄 PA チューブ 50 本入、10.5mL	13×89	346256 303459	110	39,000 / 156,000
	326820	肉薄 PA チューブ 50 本入、6.5mL	13×64	346256 303449	90	39,000 / 138,000
	345777	UC チューブ 50 本入、94.0mL	38×102	330901 ---	133	45,000 / 235,000

Type 45 Ti - 2 -

6×94 mL

Type 45 Ti

チューブの写真	製品番号	製品名	サイズ (mm)	必要なスペーサ・キャップ 必要なアダプタ	k ファクタ	最大 rpm / g
	344085	UC チューブ 50 本入、13.5mL	16×76		107	39,000 / 149,000
	344087	UC チューブ 50 本入、10.5mL	13×89		110	39,000 / 156,000
	344088	UC チューブ 50 本入、6.5mL	13×64		90	39,000 / 138,000
	303380	ステンレスチューブ 1 本入、94.0mL	38×102		369	27,000 / 84,700

※ () はキャップなしでも遠心可能

a : ボトルのみの型番は 355655

b : 最小液量は 35mL

c : フル容量でない場合の最高回転数は 35,000rpm

d : キャップをしない場合の最大容量は 47.0mL

e : キャップをしない場合の最大容量は 8mL

f : キャップをしない場合の最高回転数は 15,000rpm

g : キャップをしない場合の最高回転数は 30,000rpm

ロータアクセサリ

製品番号	製品名
878133	引き抜き工具 (PC ボトルアセンブリ・赤アルミキャップ用)
338765	引き抜き工具 (フローティングスペーサ用)
361668	引き抜き工具 (QS/OS チューブ用)
348175	Quick-Seal チューブキット (345776 PA チューブ 4 箱、345778 UC チューブ 4 箱、342697 スペーサ 8 個 他含む)
348176	Open-Top チューブキット (345775 PA チューブ 2 箱、345777 UC チューブ 2 箱、330901 チューブキャップ 他含む)
348125	QS チューブラック φ38mm
358312	コードレス・チューブトッパシーラキット
331202	ツールキット (オープントップチューブキャップ用)
305075	チューブキャップバイス (オープントップチューブキャップ用)
306812	スピンコート
335148	バキュームグリース
339558	ロータクリーニングキット
347404	ロータクリーニングブラシ
339555	ソリューション 555 ロータ洗浄液

ロータ交換部品

製品番号	製品名
878260	O-リング (ロータリッド用、大)
854519	O-リング (ロータハンドル用、小)
335458	オーバースピードディスク 45K
339164	ロータハンドル
339163	ロータリッド