

Type 50.2 Ti - 1 -

12×39 mL

Type 50.2 Ti



固定角ロータ ; チタニウム製

使用可能遠心機クラス :

H、R、S

主なアプリケーション :

細胞内小器官のペレットティング

最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (g)	k ファクタ	チューブサイズ (mm)	容量 本数×(mL)
50,000	302,000	69	25×89	12×39

337901 固定角ロータ Type 50.2 Ti の付属品

834301&854519 O-リング 各3個、330336 オーバースピードディスク 2個

チューブ・ボトル一覧

チューブの写真	製品番号	製品名	サイズ (mm)	必要なスぺーサ・キャップ 必要なアダプタ	k ファクタ	最大 rpm / g
	361625	OptiSeal チューブ 56 本入、32.4mL	25×77	361669 ^a ---	69	50,000 / 302,000
	355618 ^b	PC ボトルアセンブリ 6 本入、26.3mL ^c	25×89	---	69	50,000 / 302,000
	342414	Quick-Seal PA チューブ 50 本入、39mL	25×89	342699 ---	69	50,000 / 302,000
	344623	Quick-Seal PA チューブ 50 本入、33.0mL	25×83	344635 ---	68	50,000 / 302,000
	343665	Quick-Seal PA チューブ 50 本入、27.0mL	25×64	343448 ---	55	50,000 / 302,000
	343664	Quick-Seal PA チューブ 50 本入、15.0mL	25×38	343448 ---	39	50,000 / 302,000
	344326	Quick-Seal UC チューブ 50 本入、39.0mL	25×89	342699 ---	69	50,000 / 302,000
	344323	Quick-Seal UC チューブ 50 本入、27.0mL	25×64	343448 ---	55	50,000 / 302,000
	344324	Quick-Seal UC チューブ 50 本入、15.0mL	25×38	343448 ---	39	50,000 / 302,000
	355642 ^d	肉厚 PA チューブ 25 本入、30.0mL	25×89	※(338906) ---	69	50,000 / 302,000
		16.5mL		---		20,000 / 48,000 ^e
	355640 ^f	肉厚 PA チューブ 25 本入、10.0mL	16×76	※(338907) 303307	85	40,000 / 179,000
	355644	肉厚 PA チューブ 25 本入、4.0mL	13×64	--- 303392	61	43,000 / 194,000
	355631 ^d	肉厚 PC チューブ 25 本入、30.0mL	25×89	※(338906) ---	69	50,000 / 302,000
		16.5mL		---		45,000 / 244,000 ^g
	355630 ^f	肉厚 PC チューブ 25 本入、10.0mL	16×76	※(338907) 303307	85	40,000 / 179,000
	355645	肉厚 PC チューブ 25 本入、4.0mL	13×64	--- 303392	61	43,000 / 194,000
	326823	肉薄 PA チューブ 50 本入、38.5mL	25×89	331151 ---	69	50,000 / 302,000

チューブの写真	製品番号	製品名	サイズ (mm)	必要なスぺーサ・キャップ 必要なアダプタ	Kファクタ	最大 rpm / g
	326814	肉薄 PA チューブ 50 本入、13.5mL	16×76		330860 303307	85 40,000 / 179,000
	326820	肉薄 PA チューブ 50 本入、6.5mL	13×64		346256 303392	61 43,000 / 194,000
	344058	UC チューブ 50 本入、38.5mL	25×89		331151 ---	69 50,000 / 302,000
	344085	UC チューブ 50 本入、13.5mL	16×76		330860 303307	85 40,000 / 179,000
	344088	UC チューブ 50 本入、6.5mL	13×64		346256 303392	61 43,000 / 194,000
	301112	ステンレスチューブ 50 本入、38.5mL	25×89		302133 ---	127 37,000 / 165,000 ^h

※ () はキャップなしでも遠心可能

- a : 2 個組
b : ボトルのみの型番は 355654
c : 最小液量は 16mL
d : キャップをしない場合の最大容量は 16.5mL
e : 最高回転数は 25°C、24 時間でテスト。
f : キャップをしない場合の最大容量は 8mL
g : 最高回転数は 25°C、24 時間でテスト。4 時間の場合は 50,000rpm
h : 密度 2.0g/mL 以下の場合の最高回転数。2.0g/mL 以上の場合、
データシート (L5-TB-072) の計算式によって減速が必要

ロータアクセサリ

製品番号	製品名
878133	引き抜き工具 (PC ボトルアセンブリ・赤アルミキャップ用)
338765	引き抜き工具 (フローティングスぺーサ用)
361668	引き抜き工具 (QS / OS チューブ用)
361662	OptiSeal チューブキット (361625 OptiSeal チューブ 4 箱 他含む)
348178	Quick-Seal チューブキット (342414 PA チューブ 2 箱、344326 UC チューブ 2 箱 他)
348172	Open-Top チューブキット (326823 PA チューブ 2 箱、344058 UC チューブ 2 箱 他)
361646	OptiSeal チューブラック φ25×77mm
348124	QS チューブラック φ25mm
358312	コードレス・チューブトッパシーラキット
303811	チューブスライサキット(φ8~25mm 肉薄チューブ用)
303838	チューブスライサ用ブレード (肉薄用)
331202	ツールキット (オープントップチューブキャップ用)
305075	チューブキャップバイス (オープントップチューブキャップ用)
306812	スピンコート
335148	バキュームグリース
339558	ロータクリーニングキット
347404	ロータクリーニングブラシ
339555	ソリューション 555 ロータ洗浄液

ロータ交換部品

製品番号	製品名
834301	O-リング (ロータリッド用・大)
854519	O-リング (ロータリッド用・小)
330336	オーバースピードディスク 50K
337904	ロータハンドル
337903	ロータリッド