


Type 70 Ti - 1 -

8×39 mL

Type 70 Ti



固定角ロータ ; チタニウム製

使用可能遠心機クラス :

H、R、S

主なアプリケーション :

細胞内小器官のペレットティング

最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (g)	k ファクタ	チューブサイズ (mm)	容量 本数×(mL)
70,000	504,000	44	25×89	8×39

## 337922 固定角ロータ Type 70Ti の付属品

011757&amp;870612 O-リング 各3個、335585 オーバースピードディスク 2個

## チューブ・ボトル一覧

チューブの写真	製品番号	製品名	サイズ (mm)	必要なスぺーサ・キャップ 必要なアダプタ	k ファクタ	最大 rpm / g
	361625	OptiSeal チューブ 56 本入、32.4mL	25×77	361669 <sup>a</sup> ---	44	70,000 / 504,000
	355618 <sup>b</sup>	PC ボトルアセンブリ 6 本入、26.3mL <sup>c</sup>	25×89	---	59	60,000 / 371,000 <sup>d</sup>
	342414	Quick-Seal PA チューブ 50 本入、39.0mL	25×89	342699 ---	44	70,000 / 504,000
	344623	Quick-Seal PA チューブ 50 本入、33.0mL	25×83	344635 ---	38	70,000 / 504,000
	343665	Quick-Seal PA チューブ 50 本入、27.0mL	25×64	343448 ---	31	70,000 / 504,000
	343664	Quick-Seal PA チューブ 50 本入、15.0mL	25×38	343448 ---	24	70,000 / 504,000
	344326	Quick-Seal UC チューブ 50 本入、39.0mL	25×89	342699 ---	44	70,000 / 504,000
	344323	Quick-Seal UC チューブ 50 本入、27.0mL	25×64	343448 ---	31	70,000 / 504,000
	344324	Quick-Seal UC チューブ 50 本入、15.0mL	25×38	343448 ---	24	70,000 / 504,000
	355642 <sup>e</sup>	肉厚 PA チューブ 25 本入、30.0mL	25×89	※(338906) ---	59	60,000 / 371,000
		16.5mL		---	535	20,000 / 41,200 <sup>f</sup>
	355640 <sup>g</sup>	肉厚 PA チューブ 25 本入、10.0mL	16×76	※(338907) 303307	104	40,000 / 151,000
	355644	肉厚 PA チューブ 25 本入、4.0mL	13×64	--- 303392	69	45,000 / 102,000
	355631 <sup>e</sup>	肉厚 PC チューブ 25 本入、30.0mL	25×89	※(338906) ---	59	60,000 / 371,000
		16.5mL		---	106	45,000 / 208,000 <sup>h</sup>
	355630 <sup>g</sup>	肉厚 PC チューブ 25 本入、10.0mL	16×76	※(338907) 303307	104	40,000 / 151,000
	355645	肉厚 PC チューブ 25 本入、4.0mL	13×64	--- 303392	69	45,000 / 102,000
	326823	肉薄 PA チューブ 50 本入、38.5mL	25×89	331151 ---	59	60,000 / 371,000

チューブの写真	製品番号	製品名	サイズ (mm)	必要なスペーサ・キャップ 必要なアダプタ	Kファクタ	最大 rpm / g
	344367	肉薄 PA チューブ 50 本入、35.5mL	25×83	 337927 ---	43	70,000 / 504,000
	326814	肉薄 PA チューブ 50 本入、13.5mL	16×76	 330860 303307	104	40,000 / 151,000
	326820	肉薄 PA チューブ 50 本入、6.5mL	13×64	 346256 303392	69	45,000 / 102,000
	344058	UC チューブ 50 本入、38.5mL	25×89	 331151 ---	59	60,000 / 371,000
	344085	UC チューブ 50 本入、13.5mL	16×76	 330860 303307	104	40,000 / 151,000
	344088	UC チューブ 50 本入、6.5mL	13×64	 346256 303392	69	45,000 / 102,000
	301112	ステンレスチューブ 1 本入、38.5mL	25×89	 302133 ---	135	40,000 / 165,000 <sup>i</sup>

※ ( ) はキャップなしでも遠心可能

- a : 2 個組  
b : ボトルのみの型番は 355654  
c : 最小液量は 16mL  
d : フル容量でない場合の最高回転数は 50,000rpm  
e : キャップをしない場合の最大容量は 16.5mL  
f : 最高回転数は 25°C、24 時間でテスト。  
g : キャップをしない場合の最大容量は 7.5mL  
h : 最高回転数は 25°C、24 時間でテスト。4 時間の場合は 50,000rpm  
i : 密度 2.0g/mL 以下の場合の最高回転数。2.0g/mL 以上の場合、  
データシート (L5-TB-072) の計算式によって減速が必要

#### ロータアクセサリ

製品番号	製品名
878133	引き抜き工具 (PC ボトルアセンブリ・赤アルミキャップ用)
338765	引き抜き工具 (フローティングスペーサ用)
361668	引き抜き工具 (QS / OS チューブ用)
361662	OptiSeal チューブキット (361625 OptiSeal チューブ 4 箱 他含む)
348178	Quick-Seal チューブキット (342414 PA チューブ 2 箱、344326 UC チューブ 2 箱 他)
348172	Open-Top チューブキット (344367 PA チューブ 4 箱 他含む)
361646	OptiSeal チューブラック φ25×77mm
348124	QS チューブラック φ25mm
358312	コードレス・チューブトッパシーラキット
303811	チューブスライサーキット(φ8~25mm 肉薄チューブ用)
303838	チューブスライサ用ブレード (肉薄用)
331202	ツールキット (オープントップチューブキャップ用)
305075	チューブキャップバイス (オープントップチューブキャ ップ用)
338841	ツールキット (344367 肉薄 PA チューブ用)
306812	スピコート
335148	バキュームグリース
339558	ロータクリーニングキット
347404	ロータクリーニングブラシ
339555	ソリューション 555 ロータ洗浄液

#### ロータ交換部品

製品番号	製品名
011757	O-リング (ロータハンドル用)
870612	O-リング (ロータリッド用)
335585	オーバースピードディスク 70K
337924	ロータハンドル
337923	ロータリッド