



## 垂直ロータ ; チタニウム製

使用可能遠心機クラス :

H、R、S

主なアプリケーション :

密度勾配遠心によるプラスミドDNA 迅速分離

最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (g)	kファクタ	チューブサイズ (mm)	容量 本数× (mL)
90,000	645,000	6	13×51	8×5.1

## 362751 垂直ロータ VTi 90 の付属品

342705 ロータバイス、858121 トルクレンチ、976959 新型プラグレンチアダプタ、355539 オーバースピードディスク  
306812 スピンコート

## 360970 OptiSeal チューブキットの内訳

362185 OptiSeal チューブ 4箱、362198 スペーサ 8個、361638 OptiSeal チューブ用ラック、361668 引き抜き工具 (QS/OS チューブ用)  
338765 引き抜き工具 (フローティングスペーサ/スペーサ用)

## 360979 Quick-Seal チューブキットの内訳 ※358312 コードレスチューブトップパシーラキットが必要

342412 Quick-Seal PA チューブ 4箱、342883 スペーサ 8個、348122 QS チューブラック φ13mm  
361668 引き抜き工具 (QS/OS チューブ用)、

## チューブ・ボトル一覧

チューブの写真	製品番号	製品名	サイズ (mm)	必要なスペーサ		k ファクタ	最大 rpm / g
				必要なフローティングスペーサ			
	362185	OptiSeal チューブ 56 本入、4.9mL	13×51		362198 ---	6	90,000 / 645,000
	342412	Quick-Seal PA チューブ 50 本入、5.1mL	13×51		342883 ---	6	90,000 / 645,000
	345829	Quick-Seal PA チューブ 50 本入、2.0mL	13×25		342883 345827	6	90,000 / 645,000
	344075	Quick-Seal UC チューブ 50 本入、5.1mL	13×51		342883 ---	6	90,000 / 645,000

## ロータアクセサリ

製品番号 製品名

338765 引き抜き工具 (フローティングスペーサ/スペーサ用)  
361668 引き抜き工具 (QS/OS チューブ用)  
348122 QS チューブラック φ13mm  
361638 OptiSeal チューブ用ラック φ13mm  
358312 コードレス・チューブトップパシーラキット  
303811 チューブスライサーキット(φ8~25mm 肉薄チューブ用)  
303830 チューブスライサー用ブレードアセンブリ  
306812 スピンコート  
335148 バキュームグリース  
339558 ロータクリーニングキット  
339379 ロータクリーニングブラシ小  
339555 ソリューション 555 ロータ洗浄液

## ロータアクセサリ

製品番号 製品名

355539 オーバースピードディスク 90K  
368545 ロータプラグ (2000年1月以降製造) 1個入  
368546 ロータプラグ (2000年1月以降製造) 8個入  
342882 ガスケット (ロータプラグ用)  
976959 新型プラグレンチアダプタ (2000年1月以降製造)

